

Весь спектр решений BD

для вашей бактериологической лаборатории




BD

Helping all people
live healthy lives

Каталог продукции

BD Diagnostics – Diagnostic Systems



2012




Helping all people
live healthy lives

BD – это ведущая международная компания, которая разрабатывает, производит и продает медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. Деятельность компании направлена на улучшение здоровья людей по всему миру.

Основными направлениями работы компании BD являются улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование диагностики инфекционных заболеваний и рака, а также поддержка разработки новых лекарственных средств. Ресурсы компании BD служат орудием в борьбе с наиболее серьезными заболеваниями человечества.

Подразделение BD Диагностические системы является мировым лидером по производству приборов для безопасного забора и транспортировки диагностических образцов, а также реагентов и диагностических систем для микробиологических исследований, помогающих выявлять широкий спектр инфекционных заболеваний, госпитальных инфекций и рака.

Компания Becton Dickinson – более 100 лет успеха и инноваций



1965

Компания BD начала использование радиоиммунологического анализа в своих приборах. В конце 80-х компания начнет использование флуоресцентных и других нерадиоактивных методов

1959

Компания BD приобрела компанию Falcon Plastics Company, пионера в производстве одноразового лабораторного пластика

1955

Приобретение Балтиморской Биологической Лаборатории (BBL™) ознаменовало вступление компании BD на рынок диагностики инфекционных заболеваний

1949

Была запатентована первая вакуумная система взятия крови, в дальнейшем известная под маркой BD Vacutainer™

1924

Компания BD начала производство первого инсулинового шприца

1898

Компанией BD были приобретены права по патенту на стеклянный шприц, изобретенный В. Луэром в Париже

1897

Создание компании Becton, Dickinson and Company двумя ее основателями – Максвеллом В. Бектоном и Фарлейном С. Дикинсоном





2011

В России представлен компактный анализатор для диагностики туберкулеза культуральным методом BD BACTEC™ MGIT™ 320

На рынок представлена новая панель к анализатору BD Phoenix™ 100 для автоматизированной идентификации грибов и дрожжей

2008

Было представлено новейшее поколение автоматизированных систем гемокультивирования BD BACTEC™ FX

2006

Компания BD начала работать в области диагностики рака шейки матки, представив на рынок оборудование TriPath™

2001

Представлен автоматический бактериологический анализатор BD Phoenix™ 100 для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам

1998

Компания BD представила первую автоматизированную систему диагностики туберкулеза BD BACTEC™ MGIT™ 960, работающую по флуоресцентной технологии

1997

Присоединение компании Difco Laboratories – одного из ведущих производителей сред и реагентов для микробиологического анализа

1980

Была представлена первая автоматизированная система диагностики туберкулеза культуральным методом BD BACTEC™ 460TB System

1971

В продаже появилась первая автоматизированная система гемокультивирования BD BACTEC™ 225



Системы взятия и транспортировки материала для бактериологических исследований

6

Системы BD CultureSwab™ с жидкой питательной средой	7
Системы BD CultureSwab™ PLUS с жидкой питательной средой	7
Стерильные тампоны	7
Системы BD Port-A-Cul™ для транспортировки анаэробов	8
Взятие образцов при инфекционном контроле	8

Питательные среды для выделения, культивирования и идентификации различных групп микроорганизмов

9

Среды для культивирования широкого спектра микроорганизмов	10
Среды по группам микроорганизмов	
Актиномицеты (аэробные)	11
Анаэробы (исключая клостридии)	11
Бордетеллы	12
Бруцеллы	12
Вибрионы	12
Грибы, дрожжи, плесневые грибы	13
Йерсинии	15
Кампилобактерии	15
Клостридии	15
Колиформные и протеи	15
Лактобактерии	16
Легионеллы	16
Лептоспиры	17
Листерии	17
Микобактерии	17
Микоплазмы	18
Нейссерии и гемофилы	18
Псевдомонады и другие неферментирующие микроорганизмы	19
Сальмонеллы и шигеллы	19
Стафилококки	20
Стрептококки (кроме группы D)	21
Трихомонады	22
Энтеробактерии	22
Энтерококки, стрептококки группы D	24
Среды специального назначения	24
Среды для изучения чувствительности к антимикробным препаратам	26
Среды для молекулярно-генетических исследований	27
Компоненты питательных сред, агароза	27
Добавки к питательным средам: селективные, ингибирующие, обогатительные	30
Готовые питательные среды на чашках	33
ХРОМагары для дифференциации микроорганизмов на чашке	33

Системы создания специальных атмосферных условий культивирования BD GasPak™

35

Контейнерные системы BD GasPak™ EZ	36
Контейнерные системы BD GasPak™ 100 и 150	36
Газогенерирующие пакеты для контейнерных систем BD GasPak™	36
Пакетные системы BD GasPak™ EZ	37
Индикаторы анаэробных условий	37

Автоматизированные системы гемокультивирования BD BACTEC™

38

Анализаторы BD BACTEC™	39
Среды BD BACTEC™	39
Системы безопасного взятия крови во флаконы BD BACTEC™	40
Приспособления для безопасного субкультивирования	40
Приспособления для прямого инокулирования панелей BD Phoenix™	41
Дополнительные принадлежности для анализаторов BD BACTEC™	41

Ручные (бесприборные) системы и реагенты для идентификации микроорганизмов

42

Реагенты для окраски микроорганизмов	44
Реагенты для идентификации микроорганизмов	44
Слайды с реагентами BD DrySlide™	46
Диски и полоски с реагентами BD Taхо™	46
Латексные тесты для быстрой идентификации патогенных микроорганизмов	49
Готовые тест-системы для идентификации микроорганизмов	50
Диски с антимикробными препаратами и диспенсеры BD Sensi-Disc™	51
Контрольные штаммы микроорганизмов BD Microtrol™	59

Полуавтоматическая система идентификации микроорганизмов BD Crystal™

63

Панели BD Crystal™	64
Устройства для считывания панелей BD Crystal™	65
Дополнительные реагенты	65

Автоматическая система идентификации микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности BD Phoenix™

66

Анализатор BD Phoenix™	67
Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™	67
Реагенты BD Phoenix™	68
Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамотрицательных микроорганизмов	68
Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамположительных микроорганизмов	69
Комбинированные панели BD Phoenix™ для стрептококков	70
Панели BD Phoenix™ для идентификации микроорганизмов	70
Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™	70

Системы диагностики туберкулеза BD BACTEC™ MGIT™

71

Анализаторы BD BACTEC™ MGIT™	72
Среды и реагенты BD BACTEC™ MGIT™	72
Идентификация <i>M. tuberculosis complex</i>	73
Определение лекарственной чувствительности на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™	73
Дополнительные принадлежности BD BACTEC™ MGIT™	73
Дополнительные реагенты и среды	74

BD EpiCenter™ – программное обеспечение для управления данными клинических исследований

76

BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320	78
BD EpiCenter™ TB-eXiST	78
BD EpiCenter™ для анализатора BD Phoenix™ 100	78
BD EpiCenter™ для анализатора BD BACTEC™ FX	79
BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ 9120 и BD BACTEC™ 9240	79
Дополнительные модули BD EpiCenter™	80

Системы взятия и транспортировки материала для бактериологических исследований

Правильное взятие и транспортировка материала – залог качественного бактериологического анализа

BD CultureSwab™

BD CultureSwab™ - это стерильные, готовые к использованию системы для сбора, транспортировки и хранения клинических образцов.

В комплект входит одноразовый стерильный тампон и пробирка с жидкой средой **Эймса, Стюарта или Кэри-Блэра**, в которую помещается тампон с биологическим материалом после взятия. Среды предназначены для поддержания жизнеспособности аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов при транспортировке в лабораторию в течение 24-48 часов. В зависимости от типа и размера тампона, системы применяются для взятия и транспортировки урогенитальных, уретральных, кожных мазков, а также мазков из рото- и носоглотки, глаз, ушей, ран. Используемая среда не влияет на качество окраски по Граму



BD CultureSwab™ PLUS

BD CultureSwab™ PLUS – это системы с агаром Эймса и дополнительным реагентом, поглощающим кислород, предназначены для транспортировки аэробов и анаэробов в течение 24-48 часов. Для бактерий, требовательных к среде, таких как *Neisseria gonorrhoeae* и *Streptococcus pneumoniae*, а также для анаэробных микроорганизмов, следует выполнять посев в течение 24 часов



BD Port-A-Cul™

BD Port-A-Cul™ – золотой стандарт транспортировки анаэробов!

Система содержит уникальную транспортную среду, препятствующую диффузии кислорода к образцу, что обеспечивает жизнеспособность анаэробных микроорганизмов в течение 72 часов при комнатной температуре




Стерильные тампоны

Стерильные тампоны **BD CultureSwab™** и **BD Falcon™ SWUBE™** в чистой пробирке предназначены для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления



Системы BD CultureSwab™ с жидкой питательной средой

220093	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Amies (Single Swab) BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Эймса Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.
220099	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Single Swab) BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Стюарта Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.
220109	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Double Swab) BD КалчеСваб: тампон для забора пробы двойной в пробирке с жидкой средой Стюарта Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.
220133	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Mini Tip Swab) BD КалчеСваб: тампон для забора пробы мини в пробирке с жидкой средой Стюарта Мини-тампон на мягком алюминиевом держателе.
220097	50 шт	BD CultureSwab™ - Cary-Blair Agar (Single Swab) BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с агаром Кэри-Блэра Для транспортировки образцов фекалий, которые могут содержать патогенные микроорганизмы.



Системы BD CultureSwab™ PLUS с жидкой питательной средой

220116	50 шт	BD CultureSwab™ PLUS - Amies Gel without Charcoal (Single Swab) BD КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса без угля Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе в агаре Эймса без угля.
220121	50 шт	BD CultureSwab™ PLUS - Amies Gel with Charcoal (Single Swab) BD КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса с углем Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе в агаре Эймса с углем.



Стерильные тампоны

220115	100 шт	BD CultureSwab™ - Sterile (Single Swab) BD КалчеСваб: тампон для забора пробы стерильный Стерильный тампон на пластиковом держателе в пробирке.
220710	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Screw Cap)
220690	1000 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Friction Cap) BD Сваб: тампон для забора пробы полиэстер, 15 см Стерильный тампон присоединен к крышке, заворачивающейся или плотно присоединяющейся к чистой пробирке размером 16x150 мм. Может использоваться для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.



220210	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Screw Cap)
220090	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Friction Cap)

BD Сваб: тампон для забора пробы хлопок, 15 см

Стерильный тампон присоединен к крышке, закручивающейся или плотно присоединяющейся к чистой пробирке размером 16x150 мм. Может использоваться для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.



Системы BD Port-A-Cul™ для транспортировки анаэробов

221602	10x20 мл	BD Port-A-Cul™ - Transport Jar (Sterile Pack)
--------	----------	---

BD Порт-А-Кул: стерильная упаковка для забора проб

Банка с закручивающейся крышкой, содержит 20 мл гелеобразной среды. Идеально для транспортировки тканевых и биопсийных образцов. Широкое горлышко диаметром 2.5 см позволяет легко вносить образец.

221606	10x11 мл	BD Port-A-Cul™ - Tube
--------	----------	-----------------------

BD Порт-А-Кул: пробирки для забора проб

Пробирка с закручивающейся крышкой содержит 11 мл гелеобразной среды.

221607	10x11 мл	BD Port-A-Cul™ - Tube & Swabs (Sterile Pack)
--------	----------	--

BD Порт-А-Кул: пробирки с тампонами для забора проб в стерильной упаковке

Каждый набор содержит пробирку с закручивающейся крышкой с 11 мл гелеобразной среды и 2 стерильных тампона.

221609	10x5 мл	BD Port-A-Cul™ - Vial (Sterile Pack)
--------	---------	--------------------------------------

BD Порт-А-Кул: флаконы стерильные для забора проб

Стерильные флаконы с 5 мл гелеобразной среды. Используются для взятия жидких образцов в чистых зонах, например в хирургических помещениях.

Взятие образцов при инфекционном контроле

220518*	200 шт	BD Sterile Pack Swabs
---------	--------	-----------------------

BD Стерильный тампон для мониторинга окружающей среды

Специально создан для взятия проб с различных поверхностей при проведении инфекционного контроля в медицинских учреждениях, для фармацевтической и пищевой промышленности. Полипропиленовая пробка с закручивающейся крышкой заполнена 10 мл изотонического раствора, который поддерживает жизнеспособность микроорганизмов и нейтрализует действие дезинфектантов. Двойная упаковка и облучение гамма-лучами обеспечивают максимальную стерильность и долгий срок годности.



* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.

Питательные среды для выделения, культивирования и идентификации различных групп микроорганизмов

В основе коммерческих разработок компании Becton Dickinson в области микробиологии лежат научные разработки и достижения специалистов Балтиморской Биологической Лаборатории (BBL™) и компании Difco™ – крупнейших американских научно-производственных комплексов, работающих в области микробиологии

С 1997 года фирма Difco™ вошла в состав компании BD




Компания BD предлагает:

- Сухие основы для приготовления питательных сред и готовые сухие среды для селективного выделения, культивирования и дифференциации микроорганизмов, включая среды для энтеробактерий, стафилококков, стрептококков, анаэробов, дрожжей, грибов, нейссерий и гемофилов
- Питательные среды специального назначения - пептонная вода, агар с феноловым красным, среды с антибиотиками, среда Мюллер Хинтон для исследования чувствительности к антимикробным препаратам
- Сухие компоненты питательных сред – агары, желатин, пептон, дрожжевой экстракт, гемоглобин бычий
- Добавки к питательным средам – обогатительные добавки для культивирования микобактерий, смеси антибиотиков для культивирования и селективного выделения патогенных нейссерий, сахара
- Готовые питательные среды BD CHROMagar™ для идентификации микроорганизмов непосредственно на чашке



Более подробно ознакомиться с номенклатурой и составом сред можно в каталоге

«The Difco™ & BBL™ Manual of Microbiological Culture Media»






Среды для культивирования широкого спектра микроорганизмов

237400	100 г	Brain Heart Infusion
237500	500 г	Сердечно-мозговая вытяжка
211059	500 г	Среда (бульон) общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая аэробные и анаэробные бактерии, из различного типа клинического и неклинического материала.
237200	2 кг	
241820	100 г	Brain Heart Infusion Agar
241830	500 г	Агар с сердечно-мозговой вытяжкой
211065	500 г	Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, дрожжи и плесневые грибы.
241810	2 кг	При добавлении 5%-10% овечьей крови используется для выделения и культивирования грибов из клинического и неклинического материала.
299070	500 г	Brain Heart Infusion Broth, Modified
		Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой модифицированный
		Для культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов.
211037	500 г	Blood Agar Base
211038	2.27 кг	Основа для приготовления кровяного агара
		Среда для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов.
		При добавлении крови может использоваться для культивирования требовательных микроорганизмов и гемолитических стрептококков.
211124	500 г	Columbia Agar Base
211125	2.27 кг	Основа для приготовления колумбийского агара
		Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
279240	500 г	Columbia Blood Agar Base
279220	2 кг	Основа для приготовления кровяного колумбийского агара
		Среда для культивирования требовательных микроорганизмов, используется с добавлением крови или без.
294420	500 г	Columbia Broth
		Бульон колумбийский
		Для культивирования требовательных микроорганизмов.
		В частности, используется для культивирования крови.
297596	500 г	Columbia II Agar
		Агар колумбийский II
		Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
211443	500 г	Mueller Hinton Broth
275730	500 г	Бульон Мюллер Хинтон
275710	2 кг	Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов. Не содержит добавок ионов кальция и магния.
212000	100 г	Nutrient Agar
213000	500 г	Агар питательный
211665	2 кг	Среда общего назначения для культивирования и подсчета широкого спектра микроорганизмов в образцах воды, сточных вод, кала и др.

233000	100 г	Nutrient Broth
234000	500 г	Бульон питательный
231000	2 кг	Для культивирования многих видов нетребовательных микроорганизмов.
236950	500 г	Tryptic Soy Agar
236920	2 кг	Агар Триптик соевый Агар TSA для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов. С добавлением крови используется для изучения гемолитических реакций.
211824	100 г	Tryptic Soy Broth
211825	500 г	Бульон Триптик соевый
211822	2 кг	Бульон TSB. Жидкая среда общего назначения для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, в том числе анаэробов и грибов, из различного клинического и неклинического материала.
211043	500 г	BD Trypticase™ Soy Agar
211046	2.27 кг	Агар соевый "Триптиказа" Для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов. Не используется для анаэробов.
212305	500 г	BD Trypticase™ Soy Agar, Modified (TSA II)
		Агар соевый "Триптиказа" модифицированный Агар TSA II при добавлении крови используется для культивирования требовательных микроорганизмов и визуализации гемолитических реакций многих бактерий.
211768	500 г	Trypticase™ Soy Broth
211771	2.27 кг	Бульон соевый "Триптиказа" Среда общего назначения для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, в том числе анаэробов и грибов, из различного клинического и неклинического материала.



Среды по группам микроорганизмов

Актиномицеты (аэробные)

212168	500 г	Actinomycete Isolation Agar
		Агар для выделения актиномицетов Для выделения и культивирования актиномицетов из почвы и воды. Для приготовления среды необходим глицерин (кат. № 228210, 228220).

Анаэробы (исключая клостридии)

253610	500 г	Anaerobic Agar
		Агар для анаэробов Для выделения и культивирования широкого спектра анаэробных микроорганизмов.
212189	500 г	Schaedler Agar
		Агар Шедлера Используется с добавлением крови или без для культивирования и подсчета аэробных и анаэробных микроорганизмов.
212191	500 г	Schaedler Broth
		Бульон Шедлера Для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов, используется с добавлением крови или обогатительных добавок, или без них.

⚠ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



211716	500 г	Thioglycollate Medium, Brewer Modified
Среда тиогликолевая Брера модифицированная Для культивирования облигатных анаэробов, микроаэрофилов и факультативных микроорганизмов.		
225640	100 г	Thioglycollate Medium, Fluid
225650	500 г	Среда тиогликолевая жидкая
211260	500 г	Для определения стерильности биопрепаратов и культивирования анаэробов, аэробов и микроаэрофилов.
225620	2 кг	
211263	2.27 кг	

Бордетеллы

248200	500 г	Bordet Gengou Agar Base
Основа для приготовления агара Борде-Жангу С добавлением крови и глицерина (кат. № 228210, 228220) используется для выделения и культивирования <i>Bordetella pertussis</i> и других бордетелл. Среда становится селективной при добавлении метициллина.		
289410	500 г	Charcoal Agar
Угольный агар Для культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов, особенно <i>Bordetella pertussis</i> . Используется для производства вакцин и хранения клеточных культур.		
298123	500 г	Regan-Lowe Charcoal Agar Base
Основа для приготовления угольного агара Реган-Лоу Селективная среда для выделения <i>Bordetella pertussis</i> из клинических образцов.		

Бруцеллы

211086	500 г	Brucella Agar
Агар для бруцелл Среда для культивирования бруцелл.		
211088	500 г	Brucella Broth
Бульон для бруцелл Для культивирования бруцелл и выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, в том числе требовательных к питательной среде.		
264300	500 г	Tryptose Agar
264100	2 кг	Агар с триптозой
Для культивирования широкого спектра требовательных микроорганизмов, особенно для выделения бруцелл.		
223220	500 г	Tryptose Blood Agar Base
223210	2 кг	Основа для кровяного агара с триптозой
При добавлении крови используется для выделения, культивирования и изучения гемолитических реакций для требовательных микроорганизмов.		
262200	500 г	Tryptose Broth
Бульон с триптозой Для культивирования бруцелл и других требовательных микроорганизмов.		

Вибрионы

211102	500 г	Cary and Blair Transport Medium
Транспортная среда Кэри-Блэра Для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов, особенно содержащих <i>Vibrio cholerae</i> .		

265020	500 г	TCBS Agar
Агар TCBS Тиосульфат-цитратный агар с желчью и сахарозой используется для селективного выделения <i>Vibrio cholerae</i> и <i>Vibrio parahaemolyticus</i> из различного клинического и неклинического материала.		



Грибы, дрожжи, плесневые грибы

211027	500 г	BiGGY Agar
Агар BiGGY Агар BiGGY (сульфит висмута, глюкоза, глицин, дрожжи) является селективной и дифференциальной средой для выделения и первичной идентификации <i>Candida spp.</i>		
233910	500 г	Czapek Solution Agar
Агар с раствором Чапека Для культивирования грибов и бактерий, способных потреблять неорганический азот.		
233810*	500 г	Czapek-Dox Broth
Бульон Чапека-Докса Для культивирования грибов и бактерий, способных потреблять неорганический азот.		
212330	500 г	Dermatophyte Test Medium Base
Основа среды для анализа дерматофитов Селективная и дифференцирующая среда для определения и идентификации дерматофитов из клинических и ветеринарных образцов.		
268510*	500 г	HC Agar Base
Основа для приготовления агара HC При добавлении полисорбата 80 используется для подсчета плесневых грибов в косметических продуктах.		
211401	500 г	Malt Agar
224200	500 г	Агар солодовый
Для выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов из пищевых образцов.		
211220	500 г	Malt Extract Agar
Агар на экстракте солода Для выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов.		
240520	500 г	Mycological Agar
Агар микологический Для культивирования и хранения грибов, для демонстрации хромогенеза и подсчета дрожжей и плесневых грибов.		
211450	500 г	BD Mycophil™ Agar with Low pH
Агар "Микофил" с низким pH Неселективная среда общего назначения для работы с дрожжами и плесневыми грибами. Рекомендуется использовать в параллели с селективными средами, т.к. некоторые из них ингибируют рост грибов. Нет необходимости доведения pH молочной или винной кислотой.		
211462	500 г	BD Mycosel™ Agar
Агар "Микозел" Высокоселективная среда с циклогексимидом и хлорамфениколом для выделения патогенных грибов из материала, содержащего другие грибы и бактерии.		



* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.

⚠ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



211546	500 г	BD Phytone™ Yeast Extract Agar Агар "Фитон" дрожжевой Для селективного выделения дерматофитов, особенно <i>Trichophyton verrucosum</i> , и других патогенных грибов из клинических образцов.
213300	100 г	Potato Dextrose Agar
213400	500 г	Агар картофельный декстрозный
213200	2 кг	Для культивирования дрожжей и плесневых грибов из продуктов питания и молочных продуктов.
254920	500 г	Potato Dextrose Broth Бульон картофельный декстрозный Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.
211567	100 г	Rice Extract Agar Агар с экстрактом риса Для активизации образования хламидоспор у <i>Candida albicans</i> и <i>Candida stellatoidea</i> , что позволяет дифференцировать их от других <i>Candida</i> .
274720	500 г	Sabouraud Agar, Modified
274710	2 кг	Агар Сабуро модифицированный Для культивирования дерматофитов и других патогенных и непатогенных грибов из клинического и неклинического материала.
210940	100 г	Sabouraud Dextrose Agar
210950	500 г	Агар Сабуро декстрозный
211584	500 г	Для культивирования патогенных и непатогенных грибов, особенно дерматофитов.
211661	2 кг	Среда становится более селективной для грибов
211585	2.27 кг	при добавлении антимикробных препаратов.
238230	500 г	Sabouraud Dextrose Broth
238210	2 кг	Бульон Сабуро декстрозный Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов.
211020	500 г	Sabouraud Maltose Agar Агар Сабуро мальтозный Модификация декстрозного агара Сабуро, для селективного культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. pH 5.6.
242910	500 г	Sabouraud Maltose Broth Бульон Сабуро мальтозный Модификация декстрозного бульона Сабуро, для селективного культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. pH 5.6.
264210	500 г	Sabouraud Medium, Fluid Среда Сабуро жидкая Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. Используется для тестирования стерильных жидкостей.
247110	500 г	WL Nutrient Broth Бульон питательный WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.
242420	500 г	WL Nutrient Medium Среда питательная WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.

271210	500 г	YM Agar
Агар на дрожжевой муке Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и других кислотолюбивых микроорганизмов.		
242720	500 г	YM Broth
Бульон на дрожжевой муке Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и других кислотолюбивых микроорганизмов.		



Йерсинии

218172*	500 г	Yersinia Selective Agar Base (CIN Agar Base)
Основа для приготовления селективного агара для йерсиний Смесь антимикробных препаратов CIN (цефсулодин, иргасан, новобиоцин) обеспечивает дифференциальное и селективное выделение <i>Yersinia enterocolitica</i> из различных клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с антимикробной добавкой для йерсиний (кат. № 231961).		



Кампилобактерии

218201	2 кг	Campylobacter Agar Base
Основа для приготовления агара для кампилобактерий Для выделения и культивирования кампилобактерий, необходимо добавление крови и антибиотиков.		

Клостридии

264120	500 г	Differential Reinforced Clostridial Agar (DRCA)
Агар для выделения сульфит-редуцирующих клостридий Для культивирования и подсчета сульфит-редуцирующих клостридий в пищевых образцах.		
218081	500 г	Reinforced Clostridial Medium (RCM)
Среда для клостридий улучшенная Неселективная обогатительная среда для культивирования и подсчета анаэробов, особенно клостридий и бифидобактерий, и других видов бактерий из клинических и пищевых образцов.		
211690*	500 г	TSN Agar
Агар TSN Агар "Триптиказа" сульфитный с неомицином используется для селективного выделения <i>Clostridium perfringens</i> .		

Колиформные и протей

211199	500 г	Endo Agar
Эндо агар Дифференциальная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий.		
227210	500 г	Urea Broth
Бульон с мочевиной Для дифференциации микроорганизмов, особенно <i>Proteus spp.</i> , основанной на выделении уреазы.		

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



Лактобактерии

288210	500 г	Lactobacilli MRS Agar Агар МРС для лактобацилл Для выделения, подсчета и культивирования <i>Lactobacilli spp.</i>
288130	500 г	Lactobacilli MRS Broth
288110	2 кг	Бульон МРС для лактобацилл Для выделения, подсчета и культивирования <i>Lactobacilli spp.</i>
211327	500 г	LBS Agar Агар LBS Для селективного выделения и подсчета лактобацилл.
218671	500 г	Raka-Ray No. 3 Medium Среда Рака-Рея № 3 Рекомендуется для выделения молочно-кислых пивных бактерий.
218081	500 г	Reinforced Clostridial Medium (RCM) Среда для клостридий улучшенная Неселективная обогатительная среда для культивирования и подсчета анаэробов, особенно клостридий и бифидобактерий, и других видов бактерий из клинических и пищевых образцов.
248020	500 г	Rogosa SL Agar Агар Рогоза SL Для селективного культивирования лактобактерий из орального и вагинального трактов и образцов кала.
211794	500 г	Tomato Juice Agar Агар на томатном соке Для культивирования и подсчета лактобактерий, особенно <i>Lactobacillus acidophilus</i> .
285610	500 г	Universal Beer Agar Агар пивной универсальный Для культивирования микроорганизмов, используемых в пивоварении.
242510	500 г	WL Differential Medium Среда дифференциальная WL Среда ингибирует рост дрожжей без ингибирования роста бактерий, присутствующих в пиве. Используется для выделения бактерий, участвующих в пивоварении и других промышленных процессах ферментации и брожения.
247110	500 г	WL Nutrient Broth Бульон питательный WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.
242420	500 г	WL Nutrient Medium Среда питательная WL Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.

Легионеллы

218301	500 г	Legionella Agar Base Основа для приготовления агара для легионелл Используется с добавкой (кат. № 233901) для выделения <i>Legionella spp.</i> из клинических и неклинических образцов.
--------	-------	--

Лептоспиры

279410	500 г	Leptospira Medium Base EMJH
--------	-------	-----------------------------

Основа для приготовления среды EMJH для лептоспир
Используется с добавкой (кат. № 279510) для культивирования и хранения лептоспир.



Листерии

222220	500 г	Listeria Enrichment Broth
--------	-------	---------------------------

Бульон селективный для листерий
Селективная обогатительная среда для *Listeria monocytogenes* из продуктов питания.

220530	500 г	Listeria Enrichment Broth, Modified
--------	-------	-------------------------------------

245152	2 кг	Бульон селективный для листерий модифицированный Селективная обогатительная среда для <i>Listeria monocytogenes</i> из сырого и пастеризованного молока.
--------	------	--

222120	500 г	LPM Agar Base
--------	-------	---------------

Основа для приготовления агара ЛПМ
Используется с добавкой (кат. № 212402) для выделения и культивирования *Listeria monocytogenes*.

222530	500 г	Oxford Medium Base
--------	-------	--------------------

Основа для приготовления среды оксфордской
Для выделения и дифференциации *Listeria monocytogenes*.
Используется совместно с добавкой (кат. № 211763).

263620	500 г	PALCAM Medium Base
--------	-------	--------------------

Основа для приготовления среды ПАЛКАМ
Для выделения и культивирования листерий, особенно из продуктов питания и молочных продуктов. Используется совместно с антимикробной добавкой ПАЛКАМ (кат. № 263710).

223510	500 г	Universal Preenrichment Broth
--------	-------	-------------------------------

Бульон универсальный обогащенный
Для одновременного восстановления угнетенных сальмонелл и листерий из продуктов питания.

222330	500 г	UVM Modified Listeria Enrichment Broth
--------	-------	--

222310	2 кг	Бульон UVM для селективного культивирования листерий Селективная обогатительная среда для быстрого выделения <i>Listeria monocytogenes</i> .
--------	------	--



Микобактерии

244420	500 г	Lowenstein Medium Base
--------	-------	------------------------

Основа для приготовления среды Левенштейн
Среда для выделения и культивирования микобактерий.
Также является основой для селективных, дифференциальных и обогатительных сред для микобактерий.

211393	500 г	MacConkey Agar without Crystal Violet
--------	-------	---------------------------------------

247010	500 г	Агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового Для выделения и дифференциации кишечных микроорганизмов (растут в том числе стафилококки и энтерококки). Также для разделения <i>Mycobacterium fortuitum</i> и <i>Mycobacterium chelonae</i> от других быстро растущих микобактерий.
--------	-------	---

⚠ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



262710	500 г	Middlebrook 7H10 Agar Агар Миддлбрук 7H10 Для выделения, культивирования и постановки теста на чувствительность микобактерий. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 212351, 211886, 212240) и глицерином.
212203	500 г	Middlebrook 7H11 Agar Base Основа для приготовления агара Миддлбрук 7H11 Для выделения и культивирования микобактерий, особенно <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , из клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 212351, 211886, 212240) и глицерином.
271310	500 г	Middlebrook 7H9 Broth Бульон Миддлбрук 7H9 Для культивирования микобактерий и приготовления суспензии для постановки анализа на антибиотикочувствительность. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой Миддлбрук (кат. № 211887, 212352) и глицерином или Твином 80.

Микоплазмы

211456	500 г	Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar Base) Основа для приготовления агара для микоплазм Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).
212346	500 г	Mycoplasma Broth Base (Frey)
212347	2.27 кг	Основа для приготовления бульона для микоплазм Для культивирования микоплазм птиц.
211458	500 г	Mycoplasma Broth Base (PPLO Broth Base) Основа для приготовления бульона для микоплазм Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).
241210	500 г	PPLO Agar (Mycoplasma Agar) Агар для микоплазм ППЛО Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).
255420	500 г	PPLO Broth (Mycoplasma Broth) Бульон для микоплазм ППЛО Для выделения и культивирования <i>Mycoplasma spp.</i> (PPLO - <i>Pleuropneumonia</i> -подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).

Нейссерии и гемофилы

211106	500 г	Casman Agar Base Основа для приготовления агара Кэсмана Используется для культивирования требовательных к питательной среде патогенных микроорганизмов, таких как <i>Haemophilus influenzae</i> и <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , из клинических образцов.
228950	500 г	GC Medium Base Основа для приготовления среды GC Для выделения и культивирования <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и других требовательных микроорганизмов, используется с различными добавками.

212392	500 г	Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried)
Гемоглобин бычий лиофилизированный для микробиологии Используется как компонент питательных сред. Содержит гемин, необходимый для культивирования <i>Haemophilus spp.</i> , и усиливающий рост <i>Neisseria spp.</i>		
260300	500 г	Tryptose Phosphate Broth
260100	2 кг	Бульон с триптозой фосфатный Для культивирования требовательных микроорганизмов.



Псевдомонады и другие неферментирующие микроорганизмы

285420	500 г	Cetrimide Agar Base - BD Pseudosei™ Agar
Основа для приготовления агара с цетримидом Агар "Псевдозель". Селективная среда для выделения и идентификации <i>Pseudomonas aeruginosa</i> . Необходимо добавление глицерина (кат. № 228210, 228220).		
244820	500 г	Pseudomonas Agar F
Агар Ф для псевдомонад Среда, также известная под названием Фло агар, используется для выявления выработки флуоресцина <i>Pseudomonas spp.</i>		
244910	500 г	Pseudomonas Agar P
Агар П для псевдомонад Среда, также известная под названием Тех агар, используется для выявления выработки пиоцианина <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .		



Сальмонеллы и шигеллы

274210	500 г	Acetate Differential Agar
Агар ацетатный дифференциальный Для дифференциации <i>Shigella spp.</i> от <i>Escherichia coli</i> .		
273300	500 г	Bismuth Sulfite Agar
Висмут-сульфит агар Высокоселективная среда (модифицированная формула Уилсон и Блэр) для выделения сальмонелл, особенно <i>Salmonella typhi</i> , из пищевых и клинических образцов.		
228530	500 г	Brilliant Green Agar
Агар бриллиантовый зеленый Высокоселективная среда для выделения сальмонелл (кроме <i>Salmonella typhi</i>) из образцов фекалий и другого материала. Может использоваться с добавлением новобиоцина (кат. № 231971).		
212367	500 г	Buffered Peptone Water
218105	500 г	Забуференная пептонная вода Для предварительного обогащения пищевых образцов для повышения выявляемости <i>Salmonella spp.</i>
218103	2 кг	
212345	2.27 кг	
211144	500 г	DCLS Agar
Агар DCLS Агар DCLS (дезоксихолат, цитрат, лактоза, сахароза) является умеренно-селективной средой для выделения сальмонелл и шигелл из образцов фекалий.		

⚠ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



285340	500 г	Hektoen Enteric Agar
285310	2 кг	Гектоен энтеро агар Селективная среда для выделения и культивирования грамотрицательных кишечных микроорганизмов, особенно шигелл, из клинических и неклинических образцов.
218681	500 г	Rappaport-Vassiliadis Medium, Modified (Semisolid)
		Среда Раппапорта-Вассилиадиса модифицированная полужидкая При добавлении новобицина (кат. № 231971) используется для быстрого выявления подвижных <i>Salmonella spp.</i> в образцах пищи и кала.
218581	500 г	Rappaport-Vassiliadis R10 Broth
		Бульон Раппапорта-Вассилиадиса Для селективного обогащения <i>Salmonella spp.</i> из молочных и мясных продуктов, образцов кала, сточных вод и др.
211597	500 г	Salmonella Shigella Agar
274500	500 г	Агар Сальмонелла-Шигелла
212118	2 кг	Селективная дифференциальная среда для выделения патогенных энтеробактерий, особенно принадлежащих роду <i>Salmonella</i> .
211600	2.27 кг	Не рекомендуется для первичного выделения шигелл.
227540	500 г	Selenite Broth
		Бульон селенитовый Обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов кала, мочи, воды, продуктов питания и других материалов, имеющих санитарное значение.
268740	500 г	Selenite Cystine Broth
		Бульон селенитовый с цистином Селективная обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов кала, продуктов питания, воды, фармацевтических продуктов и других материалов, имеющих санитарное значение.
211620	500 г	Simmons Citrate Agar
		Цитратный агар Симмонса Для дифференциации грамотрицательных бактерий, основанной на потреблении цитрата.
210430	500 г	Tetrathionate Broth Base
210420	2 кг	Основа для приготовления тетратионатного бульона При добавлении йодного раствора используется как селективная обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов фекалий, мочи, продуктов питания и других образцов, имеющих санитарное значение.
223510	500 г	Universal Preenrichment Broth
		Бульон универсальный обогащенный Для одновременного восстановления угнетенных сальмонелл и листерий из продуктов питания.
278850	500 г	XLD Agar
278820	2 кг	Агар дезоксихолатный с ксилозой и лизином (XLD) Селективная дифференциальная среда для выделения грамотрицательных энтеробактерий, особенно <i>Shigella spp.</i> и <i>Salmonella spp.</i>

Стафилококки

240920	500 г	Azide Blood Agar Base
		Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия Для выделения стрептококков и стафилококков из образцов, содержащих смешанную флору, с добавлением крови - для выявления гемолитических реакций.

211805	500 г	Chapman Stone Medium
Среда Чапман Стоун Для выделения и дифференциации стафилококков по методу, основанному на ферментации маннитола и желатиназной активности.		
211116	500 г	Coagulase Mannitol Agar
Коагулазный агар с маннитолом Для дифференциации <i>Staphylococcus aureus</i> от других видов, основанной на продукции коагулазы и ферментации маннитола.		
212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2.27 кг	Колумбийский CNA Агар
Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.		
211407	500 г	Mannitol Salt Agar
211410	2.27 кг	Солевой агар с маннитолом
Селективная среда для выделения и подсчета стафилококков из клинического и неклинического материала.		
211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar
Агар фенилэтиловый с добавлением спирта Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.		
229730	500 г	Staphylococcus Medium 110
Среда 110 для стафилококков Среда, также известная как желатиновый агар Стоуна, для выделения и дифференциации стафилококков, основанной на ферментации маннитола, образовании пигмента и желатиназной активности.		



Стрептококки (кроме группы D)

240920	500 г	Azide Blood Agar Base
Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия Для выделения стрептококков и стафилококков из образцов, содержащих смешанную флору, с добавлением крови - для выявления гемолитических реакций.		
238710	500 г	Azide Dextrose Broth
Декстрозный бульон с азидом натрия Используется для культивирования стрептококков в воде и сточных водах.		
299068	500 г	Bile Esculin Agar
Агар желчный с эскулином Для дифференциации энтерококков и <i>Streptococcus bovis</i> от других стрептококков.		
212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2.27 кг	Колумбийский CNA Агар
Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.		
229810	500 г	Mitis Salivarius Agar
Агар Митис Саливариус Используется совместно с теллуритовым раствором 1% (кат. № 211917) для выделения <i>Streptococcus mitis</i> , <i>Streptococcus salivarius</i> и энтерококков, в частности, из загрязненных образцов.		

⚠ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar Агар фенилэтиловый с добавлением спирта Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.
249240	500 г	Todd Hewitt Broth
249210	2 кг	Бульон Тодд-Хьюита Среда общего назначения для культивирования стрептококков группы А, пневмококков и других требовательных микроорганизмов или для культивирования крови.
260300	500 г	Tryptose Phosphate Broth
260100	2 кг	Бульон с триптозой фосфатный Для культивирования требовательных микроорганизмов.

Трихомонады

211747	500 г	BD Trichosel™ Broth, Modified Бульон "Трихозел" модифицированный Для выделения и культивирования <i>Trichomonas spp.</i>
--------	-------	---

Энтеробактерии

227310	500 г	Desoxycholate Agar Агар дезоксихолатный Слабоселективная и дифференциальная среда для выделения и культивирования грамотрицательных энтеробактерий.
211199	500 г	Endo Agar Эндо агар Дифференциальная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий.
211215	500 г	Eosin Methylene Blue Agar, Modified (Holt-Harris & Teague) Эозин метиленовый синий агар модифицированный Слабоселективная и дифференциальная среда для выделения и культивирования грамотрицательных энтеробактерий из клинических и неклинических образцов.
211317	500 г	Kligler Iron Agar Агар Клиглера с железом Для дифференциации представителей <i>Enterobacteriaceae</i> , основанной на их способности ферментировать декстрозу и выделять сульфиды.
211221	500 г	Levine EMB Agar Агар Левина ЕМВ Агар Левина с эозином и метиленовым синим является слабоселективной и дифференциальной средой для выделения грамотрицательных энтеробактерий.
284920	500 г	Lysine Iron Agar
211363	500 г	Агар с лизином и железом Для дифференциации кишечных микроорганизмов, основанной на их способности декарбоксилировать или деаминировать лизин и вырабатывать сероводород.
212123	500 г	MacConkey Agar
211387	500 г	Агар МакКонки
212122	2 кг	Для выделения и дифференциации лактозо-ферментирующих
211390	2.27 кг	от лактозо-неферментирующих грамотрицательных энтеробактерий.

212306	500 г	MacConkey II Agar Агар МакКонки II Для выделения грамотрицательных энтеробактерий из образцов, которые могут содержать <i>Proteus spp.</i>
279100	500 г	MacConkey Sorbitol Agar Агар МакКонки с сорбитолом Селективная среда для выделения и дифференциации сорбитол-неферментирующего серотипа <i>Escherichia coli</i> O157:H7 из образцов кала.
211100	500 г	Nutrient Gelatin Желатин питательный Для выявления разжижения желатина различными видами микроорганизмов (дифференциация кишечных бактерий).
268820	500 г	OF Basal Medium Среда основная ОФ Для определения окислительного и ферментативного метаболизма углеводов у грамотрицательных палочек.
211537	500 г	Phenylalanine Agar
274520	500 г	Агар фенилаланиновый Для дифференциации энтеробактерий по их способности вырабатывать фенилпировиноградную кислоту при окислительном деаминировании фенилаланина.
222810	500 г	Purple Agar Base Основа для приготовления пурпурного агара При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментации углеводов.
211558	500 г	Purple Broth Base Основа для приготовления пурпурного бульона При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментации углеводов.
211620	500 г	Simmons Citrate Agar Цитратный агар Симмонса Для дифференциации грамотрицательных бактерий, основанной на потреблении цитрата.
226540	500 г	Triple Sugar Iron Agar Агар с тремя сахарами и железом TSI агар для дифференциации грамотрицательных энтеробактерий, основанной на ферментации углеводов и выделении сероводорода. Содержит декстрозу, лактозу и сахарозу.
264410	500 г	Tryptone Water Триптонная вода Для определения <i>Escherichia coli</i> в образцах пищи и воды, основанного на выделении индола.
211795	500 г	Urea Agar Base Основа для приготовления агара с мочевиной Для дифференциации микроорганизмов, особенно <i>Enterobacteriaceae</i> , основанной на выделении уреазы. Используется с Бакто агаром (кат. № 214050, 214010, 214030, 214040) для дифференциации микроорганизмов по уреазной активности.

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.





Энтерококки, стрептококки группы D

238710	500 г	Azide Dextrose Broth Декстрозный бульон с азидом натрия Используется для культивирования стрептококков в воде и сточных водах.
299068	500 г	Bile Esculin Agar Агар желчный с эскулином Для дифференциации энтерококков и <i>Streptococcus bovis</i> от других стрептококков.
212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2.27 кг	Колумбийский CNA Агар Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.
212205	500 г	BD Enterococcosel™ Agar "Энтерококкосел" агар Желчно-эскулиновый агар с азидом для быстрого и селективного определения и подсчета энтерококков.
249610*	500 г	KF Streptococcus Agar КФ агар для стрептококков Используется вместе с добавкой TTC (кат. № 231121 или 264310) для выделения и подсчета стрептококков из образцов кала.
211393	500 г	MacConkey Agar without Crystal Violet
247010	500 г	Агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового Для выделения и дифференциации кишечных микроорганизмов (растут в том числе стафилококки и энтерококки). Также для разделения <i>Mycobacterium fortuitum</i> и <i>Mycobacterium chelonae</i> от других быстро растущих микобактерий.
211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar Агар фенолэтиловый с добавлением спирта Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.

Среды специального назначения

211102	500 г	Cary and Blair Transport Medium Транспортная среда Кэри-Блэра Для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов, особенно содержащих <i>Vibrio cholerae</i> .
212218	500 г	CLED Agar Агар CLED Для культивирования бактерий из образцов мочи и дифференциации лактозо-положительных и лактозо-отрицательных микроорганизмов.
268620	500 г	D/E Neutralizing Agar Агар нейтрализующий Дей/Энгли Для обнаружения и подсчета микроорганизмов в образцах окружающей среды (контроль стерильности). Среда нейтрализует антимикробные агенты.
281910	500 г	D/E Neutralizing Broth Бульон нейтрализующий Дей/Энгли Для нейтрализации и тестирования антисептиков и дезинфектантов согласно процедуре Дей и Энгли.

268010	500 г	Letheen Agar Агар Летина Для определения и подсчета бактерий в косметических продуктах и других материалах. Среда инактивирует соединения аммония и другие консерванты.
263110	500 г	Letheen Agar, Modified
292847	2 кг	Агар Летина модифицированный Для микробиологического тестирования косметических продуктов, инактивирует консерванты.
268110	500 г	Letheen Broth Бульон Летина Для определения фенольного коэффициента катионных поверхностно-активных веществ.
263010	500 г	Letheen Broth, Modified Бульон Летина модифицированный Для микробиологического тестирования косметических продуктов, инактивирует консерванты.
220100	500 г	MacConkey Broth Бульон МакКонки Селективная среда для выделения грамотрицательных лактозо-ферментирующих колиформных бактерий в образцах воды и пищи.
255320	500 г	Microbial Content Test Agar
255310	2 кг	Агар тестовый микробиологический Триптик соевый агар с лецитином и полисорбатом 80 для определения и подсчета микроорганизмов на поверхностях, имеющих санитарное значение.
211436	500 г	Motility Test Medium Среда для проведения теста подвижности микроорганизмов Для определения подвижности грамотрицательных энтеробактерий.
236210	100 г	Neutralizing Buffer Буфер нейтрализующий Для определения микроорганизмов с поверхностей, имеющих санитарное значение и обрабатываемых хлор-содержащими или аммонийными дезинфектантами.
218071	500 г	Peptone Water Пептонная вода Минимальная среда для культивирования нетребовательных микроорганизмов, для изучения ферментации углеводов и проведения индолового теста.
211502	500 г	Phenol Red Agar Base Основа для приготовления агара с феноловым красным При добавлении углеводов используется для дифференциации чистых культур микроорганизмов на основе ферментативных реакций.
211506	500 г	Phenol Red Broth Base Основа для приготовления бульона с феноловым красным При добавлении углеводов используется для точного определения ферментативных реакций для дифференциации микроорганизмов.



* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



211514	500 г	Phenol Red Dextrose Broth Бульон с феноловым красным и декстрозой Для определения способности микроорганизмов ферментировать декстрозу.
247930	100 г	Plate Count Agar
247940	500 г	Агар для чашечного подсчета
247910	2 кг	Для подсчета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, воды и других санитарно-значимых типов материала.
232100	500 г	Skim Milk Молоко снятое специальное для микробиологии Высушенное растворимое снятое молоко. 10% раствор эквивалентен свежему молоку. Используется для приготовления питательных сред и для дифференциации микроорганизмов, основанной на коагуляции и протеолизе казеина.
211638	500 г	Standard Methods Agar Агар стандартных методов Для подсчета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, продуктов питания, воды и других санитарно-значимых типов материала.
298410	500 г	TAT Broth Base
292848	2 кг	Основы для приготовления бульона ТАТ Основы бульона ТАТ (триптон, азолектин, твин) при добавлении полисорбата 20 рекомендуется для тестирования вязких материалов, таких как мази, на присутствие микроорганизмов. Специально адаптирована для тестирования косметических продуктов.
225640	100 г	Thioglycollate Medium, Fluid
225650	500 г	Среда тиогликолевая жидкая
211260	500 г	Для определения стерильности биопрепаратов и культивирования анаэробов, аэробов и микроаэрофилов.
225620	2 кг	
211263	2.27 кг	
269720	500 г	Thioglycollate Medium, Fluid with Beef Extract Жидкая тиогликолевая среда с мясным экстрактом Для культивирования микроорганизмов из стерильных в норме биологических продуктов.
211743	500 г	Transport Medium (Stuart, Toshach and Patsula) Среда транспортная Стюарта, Тошача и Пацулы Для сбора, транспортирования и сохранения микробиологических образцов.

Среды для изучения чувствительности к антимикробным препаратам

211438	500 г	Mueller Hinton II Agar
211441	2.27 кг	Агар Мюллер Хинтон II Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из клинических образцов. Содержит добавку ионов кальция и магния в соответствии с рекомендациями CLSI.
212322	500 г	Mueller Hinton II Broth Бульон Мюллер Хинтон II Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из клинических образцов. Содержит добавку ионов кальция и магния в соответствии с рекомендациями CLSI.

225250	500 г	Mueller Hinton Medium
225220	2 кг	Среда Мюллер Хинтон Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий согласно стандартам CLSI и EUCAST.

218051	500 г	Wilkins Chalgren Agar
295067	500 г	Агар Вилкинса-Чалгрена Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для анаэробных бактерий, для выделения и культивирования анаэробов.



Среды для молекулярно-генетических исследований

240110	500 г	LB Agar, Lennox
		Агар ЛБ Леннокса Богатая питательными веществами и витаминами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов <i>Escherichia coli</i> .

244520	500 г	LB Agar, Miller
244510	2 кг	Агар ЛБ Миллера Богатая питательными веществами и витаминами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов <i>Escherichia coli</i> . Содержит в 2 раза больше хлорида натрия, чем агар ЛБ Леннокса.

240230	500 г	LB Broth, Lennox
240210	2 кг	Бульон ЛБ Леннокса Для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов <i>Escherichia coli</i> . Возможно добавление глюкозы.

244620	500 г	LB Broth, Miller
244610	2 кг	Бульон ЛБ Миллера Для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов <i>Escherichia coli</i> . Содержит в 2 раза больше хлорида натрия, чем бульон ЛБ Леннокса.

241320	500 г	Luria Agar Base (Miller)
211829	2 кг	Основа для приготовления агара Лурия, Миллера Богатая питательными веществами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов <i>Escherichia coli</i> . Используется с добавлением глюкозы или без. Содержит в 10 раз меньше хлорида натрия, чем агар ЛБ Леннокса.

241420	500 г	Luria Broth Base (Miller)
241410	2 кг	Основа для приготовления бульона Лурия, Миллера Используется с добавлением глюкозы или без для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов <i>Escherichia coli</i> . Содержит в 10 раз меньше хлорида натрия, чем бульон ЛБ Леннокса.

Компоненты питательных сред, агароза

211843	500 г	BD Acidicase™ Peptone
		Пептон с "Ацидиказой" Казеин, гидролизированный соляной кислотой.

! Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.



215710	10 г	Adonitol Адонитол для микробиологии
212304	500 г	Agar (Grade A) Агар класса А
214530	500 г	Agar (Granulated)
214510	2 кг	Агар гранулированный
214520	10 кг	
214050	100 г	Agar (Purified)
214010	454 г	Агар очищенный
214030	2 кг	Бакто агар с пониженным содержанием примесей и солей.
214040	10 кг	Используется для приготовления сред для определения подвижности микроорганизмов и для роста анаэробов и микроаэрофилов.
281230	500 г	Agar (Technical)
281210	2 кг	Агар для бактериологии технический
212272	500 г	Agarose Агароза для микробиологии Для гель-электрофореза.
212610	500 г	Beef Extract (paste) Мясной экстракт (паста)
212303	500 г	Beef Extract Powder Мясной экстракт (порошок)
211862	454 г	BD Biosat™ Peptone Пептон "Биосат" Смесь гидролизатов казеина и дрожжевого экстракта.
253310	10 кг	BiTek™ Proteose Peptone Пептон "Битек" для микробиологии Для приготовления питательных сред, особенно для производства бактериальных токсинов.
223050	500 г	Casamino Acids
223020	2 кг	Кислотный гидролизат казеина с низким содержанием натрия и железа Добавляется в питательные среды в качестве источника органического азота, в ряде случаев используется вместо чистых аминокислот.
215530	500 г	Dextrose Glucose
215510	2 кг	Декстроза для микробиологии
217020	500 г	D-Mannitol Д-маннитол для микробиологии
217910	500 г	D-Sorbitol Sorbite Д-сорбитол для микробиологии
218110	500 г	D-Xylose Д-ксилоза для микробиологии
214340	500 г	Gelatin Желатин для микробиологии

211870	454 г	BD Gelysate™ Peptone Пептон "Желизат" на основе лизированного желатина, для микробиологии
228210	100 г	Glycerol
228220	500 г	Глицерин для микробиологии
212392	500 г	Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried) Гемоглобин бычий лиофилизированный для микробиологии Используется как компонент питательных сред. Содержит гемин, необходимый для культивирования <i>Haemophilus spp.</i> , и усиливающий рост <i>Neisseria spp.</i>
211874	10x100 мл	Hemoglobin Solution 2% Раствор гемоглобина 2% для микробиологии Для приготовления сред для требовательных микроорганизмов. Готов к использованию.
257199	1x40 мл	Iodine Solution Йодный раствор Для приготовления тетратионатного бульона.
218630	500 г	Malt Extract Экстракт солода Компонент сред для дрожжей и плесневых грибов.
216830	500 г	Maltose Мальтоза для микробиологии
211681	500 г	Neopeptone "Неопептон" для микробиологии Рекомендуется использовать для сред для определения грибов.
211100	500 г	Nutrient Gelatin Желатин питательный Для выявления разжижения желатина различными видами микроорганизмов (дифференциация кишечных бактерий).
211677	500 г	Peptone
211820	2 кг	Пептон для микробиологии Бакто пептон используется как источник азота в средах для культивирования бактерий и грибов.
257631	400 мл	Peptone Water Пептонная вода Используется для предварительного обогащения продуктов питания, содержащих сальмонеллы.
257204	50x10 мл	Phosphate Buffered Saline Фосфатный буферный раствор
211906	454 г	BD Phytone™ Peptone
298147	2.27 кг	Пептон "Фитон" для микробиологии Соевый пептон для культивирования грибов и требовательных бактерий.
211910	454 г	BD Polypeptone™ Peptone Пептон "Полипептон" для микробиологии Смесь пептонов из казеина и животного сырья.

⚠ Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.





211925	100 мл	Polysorbate 80 Полисорбат 80 для микробиологии Для нейтрализации консервантов.
211684	500 г	Proteose Peptone Пептон протеозный Бакто протеозный пептон для приготовления питательных сред, особенно для производства бактериальных токсинов.
217610	500 г	Saccharose Сахароза для микробиологии
257255	50x10 мл	Saline Solution (0.9%) Раствор натрия 0.9% Солевой (физиологический) раствор.
232100	500 г	Skim Milk Молоко снятое специальное для микробиологии Высушенное растворимое снятое молоко. 10% раствор эквивалентен свежему молоку.
217820	500 г	Soluble Starch Крахмал растворимый для микробиологии Улучшает ростовые функции, используется для определения гидролиза крахмала и как источник углерода.
243620	500 г	Soytone Bacto Гидролизат соевой муки для микробиологии
211917	20 мл	Tellurite Solution (1%) Теллуритовый раствор 1% для микробиологии Для использования с агаром Митис Саливариус (кат. № 229810).
211921	454 г	BD Trypticase™ Peptone
211922	2.27 кг	Пептон "Триптиказа" для микробиологии Рекомендуется для сред, где необходим большой рост бактерий или грибов.
211705	500 г	Tryptone Peptone
211699	2 кг	Триптон для микробиологии Бакто триптон.
211713	500 г	Tryptose Peptone
211709	10 кг	Триптоза для микробиологии Используется для культивирования стрептококков, пневмококков, менингококков и других требовательных микроорганизмов.
231181	100 г	Tween® 80 - Polysorbate 80 "Твин 80" (полисорбат) для микробиологии

Добавки к питательным средам: селективные, ингибирующие, обогатительные

211875	5x2 мл	BD IsoVitaleX™ Enrichment
211876	5x10 мл	Обогатительная добавка "ИзоВиталекс" Для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Haemophilus influenzae</i> .

213010	100 г	Bile Salts No.3
213020	500 г	Соли желчных кислот №3 Селективный агент, ингибирующий рост грамположительных бактерий.
214890	6x5 мл	Campylobacter Antimicrobial Supplement Blaser Добавка антимикробных препаратов Блейзера для приготовления агара для кампилобактерий Содержит ванкомицин, полимиксин Б, триметоприм. Используется совместно с основой агара для кампилобактерий (кат. № 218201).
214891	6x5 мл	Campylobacter Antimicrobial Supplement Skirrow Добавка антимикробных препаратов Скирроу для приготовления агара для кампилобактерий Содержит ванкомицин, полимиксин Б, триметоприм, цефалотин и амфотерицин Б. Используется совместно с основой агара для кампилобактерий (кат. № 218201).
233471	12x10 мл	Egg Yolk Enrichment 50%
233472	6x100 мл	Обогащительная добавка для питательных сред с концентратом эмульсии яичного желтка 50%
212357	6x100 мл	Egg Yolk Tellurite Enrichment Раствор теллурита с яичным желтком
211866	10x5 мл	Fildes Enrichment Обогащительная добавка Файлдса для питательных сред Содержит переработанную кровь барана, используется как добавка к различным средам для культивирования требовательных микроорганизмов.
233901	6x5 мл	Legionella Agar Enrichment Обогащительная добавка агара для легионелл Используется совместно с основой агара для легионелл (кат. № 218301).
211883	10x10 мл	Leptospira Enrichment (Lyophilised) Обогащительная добавка питательных сред для лептоспир Используется для обогащения среды Флетчера и бульона Стюарта для выделения лептоспир из крови, ликвора, мочи, образцов воды и др.
279510	6x100 мл	Leptospira Enrichment EMJH Обогащительная добавка питательных сред для лептоспир Используется совместно с основой среды EMJH для лептоспир (кат. № 279410).
212402	10x2 мл	Listeria Selective Supplement Добавка селективная для листерий Используется совместно с основой агара ЛПМ (кат. № 222120).
211887	10x20 мл	Middlebrook ADC Enrichment
212352	6x100 мл	Обогащительная ростовая добавка Миддлбрук Добавляется к бульону Миддлбрук в модификации 7H9 (кат. № 271310).
211886	10x20 мл	Middlebrook OADC Enrichment
212240	6x100 мл	Обогащительная ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук
212351	500 мл	Добавляется к основе для приготовления среды Миддлбрук в модификациях 7H10 (кат. № 262710, 212203) и 7H11 (кат. № 212203).
212292	10x30 мл	Mycoplasma Enrichment without Penicillin Обогащительная добавка питательных сред для микоплазм, без пенициллина Добавляется к агарам и бульонам для микоплазм (кат. № 211456, 211458, 241210, 255420, 212346, 212347).





283610	6x30 мл	Mycoplasma Supplement Добавка для питательных сред для микоплазм Добавляется к агарам и бульонам для микоплазм (кат. № 211456, 211458, 241210, 255420, 212346, 212347).
231971	6x10 мл	Novobiocin Antimicrobial Supplement Антимикробная добавка к средам с новобиоцином Добавка к агару бриллиантовому зеленому (кат. № 228530) и среде Раппапорта-Вассилиадиса (кат. № 218681).
211763	6x10 мл	Oxford Antimicrobial Supplement, Modified Добавка к средам антимикробная оксфордская модифицированная Добавка с моксалактамом и колистином к оксфордской среде (кат. № 222530).
263710	3x10 мл	PALCAM Antimicrobial Supplement Добавка антимикробная ПАЛКАМ Добавка к среде ПАЛКАМ (кат. № 263620).
227610	6x10 мл	Supplement B Добавка Б для питательных микробиологических сред, с растворителем Добавка к средам для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Haemophilus influenzae</i> .
233541	6x10 мл	Supplement VX
233542	100 мл	Добавка ВиИкс для питательных микробиологических сред, с растворителем Концентрат факторов роста V и X, добавка к средам для культивирования требовательных микроорганизмов, таких как <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Haemophilus influenzae</i> .
211917	20 мл	Tellurite Solution (1%) Теллуритовый раствор 1% для микробиологии Для использования с агаром Митис Саливариус (кат. № 229810).
231121*	30 мл	TTC Solution (1 %, Sterile)
264310*	25 г	Раствор TTC 1% стерильный Для использования с КФ агаром для стрептококков (кат. № 249610).
212269	10x10 мл	V-C-A Inhibitor Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .
212404	10x10 мл	V-C-A-T Inhibitor Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином и триметопримом) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .
212227	10x2 мл	V-C-N Inhibitor
212228	10x10 мл	Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином и нистатином) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .
212408	10x10 мл	V-C-N-T Inhibitor Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином, нистатином и триметопримом) Лиофилизированный препарат для селективного выделения <i>Neisseria gonorrhoeae</i> и <i>Neisseria meningitidis</i> .

212354	10x10 мл	Vitamin K1-Hemin Solution Раствор витамина K1 и гема Добавка в среды для анаэробных микроорганизмов.
231961	6x10 мл	Yersinia Antimicrobial Supplement CN Добавка антимикробная для изоляции йерсиний (цефсулодин-новобиотин) Используется с селективным агаром для йерсиний (кат. № 218172).

Готовые питательные среды на чашках


В разделе представлены только некоторые позиции ассортимента доступных готовых питательных сред. Для получения дополнительной информации обращайтесь к поставщикам продукции.

254546	20 чашек	Bifidobacterium Agar, Modified (Beerens) Агар бифидобактерийный модифицированный Для выделения бифидобактерий из образцов кала.
255509	20 чашек	Brucella Agar with 5 % Sheep Blood, Hemin and Vitamin K1 Агар Бруцелла с 5% добавлением крови барана с гемом и витамином K1 Для выделения и культивирования облигатных анаэробных и требовательных микроорганизмов.
254005	20 чашек	Columbia Agar with 5 % Sheep Blood
254071	120 чашек	Колумбийский агар с 5% добавлением крови барана Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
254030	20 чашек	Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood
254080	120 чашек	Агар Мюллер Хинтон с 5% добавлением крови барана Рекомендуется для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом <i>Streptococcus pneumoniae</i> и других стрептококков.
254042	20 чашек	Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
254084	120 чашек	Агар Шедлера с витамином K1 и 5% добавлением крови барана Для выделения и культивирования облигатных требовательных анаэробных микроорганизмов.

ХРОМагары для дифференциации микроорганизмов на чашке

254106	120 чашек	BD CHROMagar™ Candida
257480	20 чашек	ХРОМагар Кандида Для выделения и дифференциации на чашке <i>Candida albicans</i> , <i>Candida tropicalis</i> и <i>Candida krusei</i> . Может использоваться вместо декстрозного агара Сабуро как селективная среда для выделения дрожжей.
215085	20 чашек	BD CHROMagar™ Listeria (100 mm) ХРОМагар Листерия Для выделения, дифференциации и идентификации <i>Listeria monocytogenes</i> из образцов продуктов питания и окружающей среды.
257434	20 чашек	BD CHROMagar™ MRSA II
257435	120 чашек	ХРОМагар MRSA II Селективная и дифференциальная среда для прямого определения метициллин-резистентного <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) из клинических образцов.

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.





254105	20 чашек	BD CHROMagar™ O157 ХРОМагар O157 Для селективного выделения и дифференциации <i>Escherichia coli</i> штамма O157:H7 из клинических и неклинических образцов.
--------	----------	---



254107	120 чашек	BD CHROMagar™ Orientation
257481	20 чашек	ХРОМагар Ориентейшн Для прямой идентификации, дифференциации и подсчета патогенных микроорганизмов из урогенитального тракта.

254104	20 чашек	BD CHROMagar™ Salmonella ХРОМагар Сальмонелла Селективная и дифференциальная среда для прямого выделения и идентификации сальмонелл из образцов кала, продуктов питания, воды и обогащенных образцов.
--------	----------	--

257074	20 чашек	BD CHROMagar™ Staph aureus
257099	120 чашек	ХРОМагар Staphylococcus aureus Селективная и дифференциальная среда для выделения и идентификации <i>Staphylococcus aureus</i> из клинических образцов без проведения подтверждающих тестов.

254515	20 чашек	Sabouraud Glucose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol // BD CHROMagar™ Candida Двухкомпонентная среда: агар Сабуро с глюкозой, гентамицином и хлорамфениколом / ХРОМагар Кандида Для выделения грибов и выделения и идентификации <i>Candida</i> из клинических образцов.
--------	----------	---



254489	20 чашек	BD CHROMagar™ Orientation // Columbia CNA Agar Двухкомпонентная среда: ХРОМагар Ориентейшн / Колумбийский агар СНА Для выделения и идентификации патогенных бактерий урогенитального тракта.
--------	----------	---

Системы создания специальных атмосферных условий культивирования BD GasPak™

BD GasPak™ EZ – анаэробное культивирование без анаэроостата

Системы BD GasPak™ EZ позволяют получать анаэробные, микроаэрофильные и CO₂-условия без использования анаэроостатов и CO₂-инкубаторов

Подходят для лабораторий с различным количеством анализов



BD GasPak™ EZ Container Systems

BD GasPak™ EZ Container Systems - специальные герметичные контейнеры для инкубирования 10, 15 или 30 стандартных чашек Петри

BD GasPak™ EZ Pouch Systems

BD GasPak™ EZ Pouch Systems - специальные герметичные пакеты для инкубирования 1 - 4 чашек Петри



Удобство и простота использования

- Для активации газогенерирующих пакетов не требуется воды или специальных реагентов – просто удалите защитную упаковку
- Анаэробные пакеты содержат индикатор анаэробных условий, что позволит вам контролировать условия культивирования
- Контейнеры сделаны из прочного и химически устойчивого пластика
- Держатели для контейнеров позволят устойчиво разместить чашки в контейнере и удобно переносить их
- В контейнер также возможно помещать среды в пробирках в стандартных держателях



Просто – как «раз, два, три!»

1 Поместите инокулированные чашки Петри в держатель/пакет. Держатель поместите в контейнер

2 Поместите необходимое количество газогенерирующих пакетов в контейнер/пакет

3 Закройте контейнер/пакет и инкубируйте при необходимой температуре





Контейнерные системы BD GasPak™ EZ

260002	малый	BD GasPak™ EZ - Incubation Container
260671	средний	Контейнер инкубационный BD ГазПак ИзИ Предназначен для создания анаэробных, микроаэрофильных и CO ₂ -условий. Сделан из прочного химически устойчивого пластика, доступен в трех размерах: 260002: Малый инкубационный контейнер для 10 стандартных чашек Петри. 260671: Средний инкубационный контейнер для 15-18 стандартных чашек Петри. 260672: Большой инкубационный контейнер для 30-33 стандартных чашек Петри.
260672	большой	
260003	малый	BD GasPak™ EZ - Container Rack
260673	средний	Держатель для контейнеров BD ГазПак ИзИ Позволяет надежно разместить чашки Петри в контейнере, используется для переноса чашек, съемный. Совместим с соответствующими по размеру контейнерами: 260003: Малый держатель для размещения 10 стандартных чашек Петри. 260673: Средний держатель для размещения 15-18 стандартных чашек Петри. 260674: Большой держатель для размещения 30-33 стандартных чашек Петри.
260674	большой	



Контейнерные системы BD GasPak™ 100 и 150

260626	малый	BD GasPak™ 100 - System Complete
260628	большой	BD GasPak™ 150 - Anaerobic System Complete (Large)
Система анаэробная BD ГазПак 100 и 150 Системы предназначены для создания анаэробных, микроаэрофильных и CO ₂ -условий. Содержат контейнер с круглой крышкой, держатель для чашек Петри и отдельный держатель для пробирок. Контейнер сделан из прочного химически устойчивого пластика, доступен в двух размерах: 260626: Система анаэробная БД ГазПак 100 для 12 стандартных чашек Петри, используется один газогенерирующий пакет. 260628: Система анаэробная БД ГазПак 150 для 36 стандартных чашек Петри, используется три газогенерирующих пакета.		
260622	малая	BD GasPak™ 100 - Holding Jar
Контейнер-банка герметичная BD ГазПак 100 с крышкой.		
260411	малая	BD GasPak™ 100 - Lid
BD ГазПак 100 крышка с уплотнительным кольцом.		

Газогенерирующие пакеты для контейнерных систем BD GasPak™

Все газогенерирующие пакеты BD GasPak™ EZ подходят для использования со всеми системами и контейнерами BD GasPak™.

260678	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Anaerobe Container System Sachets
Газогенерирующие пакеты анаэробные для контейнеров BD ГазПак ИзИ Все газогенерирующие пакеты BD GasPak™ EZ активируются немедленно при удалении защитной упаковки из фольги и не требуют добавления воды или катализатора.		
260001	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Sachet Anaerobe with Indicator
Газогенерирующие пакеты анаэробные с индикатором для контейнеров BD ГазПак ИзИ Индикатор находится непосредственно на пакете, при наличии кислорода он синеет, при анаэробных условиях становится белым.		

260679	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - CO2 Container System Sachets Газогенерирующие пакеты CO₂ для контейнеров BD ГазПак Изи
260680	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Campy Container System Sachets Газогенерирующие пакеты Кампи для контейнеров BD ГазПак Изи Предназначены для создания микроаэрофильных условий.

Пакетные системы BD GasPak™ EZ

260683	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Anaerobe Pouch System Система реagentных пакетов анаэробная BD ГазПак Изи Все системы реagentных пакетов BD GasPak™ EZ представляют собой систему для создания соответствующей атмосферы путем использования газогенерирующих пакетов внутри герметизируемых пластиковых пакетов одноразового использования. <i>Состав всех систем реagentных пакетов BD GasPak™ EZ:</i> - 20 газогенерирующих пакетов; - 20 пластиковых герметизируемых пакетов; - 20 анаэробных индикаторов (только анаэробная система). Для 1-4 чашек Петри.
260684	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - CO2 Pouch System Система реagentных пакетов CO₂ BD ГазПак Изи Предназначены для создания CO ₂ -условий для 1-4 чашек Петри.
260685	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - BD CampyPouch™ System Система реagentных пакетов Кампи BD ГазПак Изи Предназначены для создания микроаэрофильных условий для 2-4 чашек Петри.



Индикаторы анаэробных условий

271051	100 полосок	BD GasPak™ - Dry Anaerobic Indicator Strips Полоски индикаторные анаэробные сухие BD ГазПак Содержат индикатор, который меняет цвет с голубого на белый в отсутствие кислорода.
271055	50 полосок	BD GasPak™ - CO2 Indicator Strips Полоски индикаторные CO₂ BD ГазПак Показывают достижение CO ₂ -условий.

Автоматизированные системы гемокультивирования BD BACTEC™

**Системы BD BACTEC™ – ваш надежный партнер
в диагностике сепсиса**

BD BACTEC™ FX

BD BACTEC™ FX – автоматизированная система
для гемокультивирования последнего поколения
на 200 или на 400 флаконов

- Интуитивное и понятное меню управления исключает ошибки в работе
- Цветной сенсорный дисплей
- Компактный дизайн позволяет экономить рабочее место в лаборатории
- Достоверно наименьшее время до детекции благодаря чувствительной флуоресцентной технологии и наличию более чем 16 специфических алгоритмов детекции
- Минимальный уход, техническое обслуживание и обучение
- Программное обеспечение **BD EpiCenter™**, специально созданное для клинической микробиологии, позволяет создавать эпидемиологические отчеты и контролировать работу лаборатории в целом



BD BACTEC™ 9050

BD BACTEC™ 9050 – идеальное решение
для небольшой лаборатории

- Компактный прибор на 50 флаконов устанавливается на обычный лабораторный стол
- Управление производится при помощи встроенной клавиатуры и дисплея, нет необходимости подключения внешнего компьютера
- Звуковой и световой сигналы оповещения не позволят пропустить положительный результат



Питательные среды BD BACTEC™

Широкий спектр флаконов с питательными средами
BD BACTEC™

- Возможность выбора питательной среды с учетом конкретной клинической ситуации – специальный детский флакон и флакон для селективного выявления грибов/дрожжей
- Сорбент (латексные частицы) достоверно инактивирует антибиотики, что повышает вероятность выделения возбудителя и сокращает время детекции




Анализаторы BD BACTEC™

441385	1	BD BACTEC™ FX Top Unit
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX Верхний модуль на 200 флаконов. Для установки необходима стойка (кат. № 441388). Для лабораторий с потоком исследований не более 40 флаконов в день.		
441386	1	BD BACTEC™ FX Bottom
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX Нижний модуль на 200 флаконов, заказывается только совместно с верхним модулем (кат. № 441385). Для лабораторий с потоком исследований не более 80 флаконов в день.		
441388	1	Stand for BD BACTEC™ FX Top Unit
Стойка для верхнего модуля BD БАКТЕК FX		
441387	1	Counter Weight for BD BACTEC™ FX Top Unit
Противовес для верхнего модуля BD БАКТЕК FX		
445800	1	BD BACTEC™ 9050
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК 9050 Компактный и простой в использовании настольный анализатор вместимостью 50 флаконов для лабораторий с потоком исследований не более 10 флаконов в день.		



Среды BD BACTEC™

442192	50 флаконов	BD BACTEC™ PLUS Aerobic/F Medium
Среда для культивирования аэробов Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения. Оптимальный объем образца 10 мл.		
442193	50 флаконов	BD BACTEC™ PLUS Anaerobic/F Medium
Среда для культивирования анаэробов Среда специально создана для культивирования анаэробов (бактерий и дрожжей). Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения. Оптимальный объем образца 10 мл.		
442194	50 флаконов	BD BACTEC™ Peds PLUS™ Medium
Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови Среда для культивирования аэробов (главным образом бактерий и грибов) из образцов детской крови и других случаев малого объема образца. Необходимый объем образца 1-3 мл. Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения.		
442265	50 флаконов	BD BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Medium
Среда для культивирования анаэробов с лизирующим компонентом Содержит сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов, что повышает высеваемость. Оптимальный объем образца 10 мл. Не содержит сорбент для инактивации антимикробных препаратов. Показывает меньшее время до детекции для факультативных и анаэробных микроорганизмов в сравнении с другими средами для анаэробов.		





442206	50 флаконов	BD BACTEC™ - Mycosis IC/F Medium
442026	25 флаконов	Среда для культивирования грибов

Селективная среда для культивирования грибов и дрожжей, содержит противомикробные препараты для подавления бактериального роста и сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов. Оптимальный объем образца 10 мл. Позволяет значительно сократить время до детекции грибов и дрожжей в сравнении с неселективными средами. Специально создана для иммуносупрессированных пациентов.



442003	25 флаконов	BD BACTEC™ - Myco/F Lytic Medium
		Среда для культивирования грибов, дрожжей, микобактерий

Неселективная среда, используется как дополнительная аэробная среда для высева микобактерий, грибов и дрожжей. Эта среда может также использоваться для культивирования стерильных жидкостей организма при подозрении на грибковые инфекции. Оптимальный объем образца 3-5 мл. Крайне актуально использование для пациентов с ВИЧ-инфекцией.



442153	20-24 теста	BD BACTEC™ - BD FOS™ Culture Supplement Kit
		Питательная добавка к средам BD БАКТЕК

Содержит NAD и гемин. Для добавления во флаконы BD BACTEC™ в случае культивирования стерильных жидкостей, отличных от крови (синовиальная жидкость, ликвор, суставная жидкость). Также применяется для повышения высеваемости требовательных к питательным средам микроорганизмов, таких как *Haemophilus spp.* и *Neisseria spp.*, и при культивировании образцов крови объемом меньше рекомендованного. Поставляется в лиофилизованном виде в комплекте с восстанавливающей жидкостью.

Системы безопасного взятия крови во флаконы BD BACTEC™



367282	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set
		Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 21G, 0.75"/7" (0.8 мм, 19 мм / 18 см)

Применяется для взятия крови у взрослых.



367284	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set
		Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 23G, 0.75"/7" (0.6 мм, 19 мм / 18 см)

Применяется для взятия крови у взрослых и детей.



367295	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set
		Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 25G, 0.75"/7" (0.5 мм, 19 мм / 18 см)

Применяется для взятия крови у детей.



364815	250 шт	BD Vacutainer™ One Use Holder
		Одноразовый держатель BD Vacutainer™

Применяется совместно с комплектами для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ (кат. № 367282, 367284, 367295).



364810	50 шт	BD Vacutainer™ Blood Transfer device
		Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования

Совместимо с люер-адаптером.

Приспособления для безопасного субкультивирования

249560	50 шт	Subculture/Aerobic Vent
		Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК

271056	100 шт	Sub/Venting Units for Culture Bottles Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК
367300	100 шт	BD Vacutainer™ Luer Adapter BD Vacutainer™ люер-адаптер для взятия нескольких проб Необходимо использовать с держателем (кат. № 364815).

Приспособления для прямого инокулирования панелей BD Phoenix™

300912	100 шт	BD Plastipak™ 10 ml Luer-Lok™ Syringe Шприц 10 мл BD Plastipak™
364810	50 шт	BD Vacutainer™ Blood Transfer device Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования Совместимо с люер-адаптером.
367953	100 шт	BD Vacutainer™ SST II Advance Пластиковые пробирки BD Vacutainer® SST™ II Advance с желтой крышкой BD Hemogard™ Кремнезем/гель. Объем 8.5 мл. Позволяют отделить бактериальные клетки от клеток крови и культуральной среды.

Дополнительные принадлежности для анализаторов BD BACTEC™

445529	500 шт	Label Barcode Spare Наклейки со штрих-кодом Дополнительные универсальные наклейки используются в случае повреждения основного штрих-кода на флаконе.
257347	10 шт	BD BACTEC™ - Transport box for Blood Culture Bottles Бокс для транспортировки флаконов Бокс из пенопласта для 4 флаконов BD BACTEC™.
445518	1	BD BACTEC™ - Vial Tray Подставка для флаконов BD БАКТЕК Стальной переносной держатель для 12 флаконов BD BACTEC™.
441370	1	BD BACTEC™ FX Digital Thermometer Термометр цифровой
445516	10 шт	BD BACTEC™ - Plug Заглушки BD БАКТЕК Используются для блокировки поврежденных станций анализаторов BD BACTEC™.
440809	1 комплект	FILTER AIR EXT LOOP FX Воздушные фильтры Для анализатора BD BACTEC™ FX.
441470	1 комплект	KIT FILTERS BFX SPARE Набор фильтров Для анализатора BD BACTEC™ FX.
445810	1 комплект	FILTER AIR B9050 F/G Воздушные фильтры Для анализатора BD BACTEC™ 9050.



Ручные (бесприборные) системы и реагенты для идентификации микроорганизмов

Компания BD предлагает широкий спектр реагентов и наборов реагентов для идентификации микроорганизмов, которые облегчат и ускорят вашу работу и повысят качество анализа

Реагенты для окраски и идентификации микроорганизмов

Реагенты для окраски и идентификации микроорганизмов, в том числе и для классической окраски по Граму, диагностические реагенты и капельницы с реагентами (индол, оксидаза, акридин, каталаза)



Слайды BD DrySlide™

Слайды **BD DrySlide™** с нанесенными реагентами – индолом, нитроцефином или оксидазой позволяют проводить стандартные тесты без добавления дополнительных реагентов

Слайды являются удобной и экономичной альтернативой жидким реагентам. Каждый слайд содержит 4 сегмента, что позволяет проводить множественные тесты



Диски и полоски BD Taхо™

Диски и полоски **BD Taхо™** с нанесенными реагентами предназначены для классической идентификации микроорганизмов. Каждый диск или полоска содержит специальный сухой реагент, обеспечивающий экономичную идентификацию и дифференциацию микроорганизмов

- **BD Taхо™ A** – предположительная идентификация стрептококков группы A
- **BD Taхо™ P** – пневмококков
- **BD Taхо™ ONPG** – лактозоферментирующих бактерий
- **BD Taхо™ X и V** – для дифференциации видов гемофилов
- **BD Taхо™ TB Niacin** – для ниацинового теста микобактерий
- **BD Taхо™ INH** – для детекции изониазида и его метаболитов в моче



Легкий и удобный метод определения β-лактамаз

Самый легкий и удобный метод определения β-лактамаз – это использование слайдов **BD DrySlide™ - Nitrocefin** или дисков **BD Cefinase™ Paper Disc** с нитроцефином, хромогенным цефалоспорином, который рекомендуется для определения β-лактамазной активности *Neisseria gonorrhoeae*, *Staphylococcus spp.* и *Haemophilus influenzae*

Латексные тесты для быстрого выявления и идентификации патогенных микроорганизмов

BD Directigen™ – это латексные тесты для выявления:

- возбудителей **менингита** в клинических образцах (ликвор, моча, сыворотка) или идентификации колоний клеток;
- антигенов **вируса гриппа типов А и В** в клинических образцах (мазки и смывы носоглотки и горла, аспираты);
- антигенов **респираторно-синцитиального вируса** в клинических образцах (мазки и смывы носоглотки и горла, аспираты)

Латексные тесты **BD Staphyloslide™** позволяют идентифицировать в культуре клеток *Staphylococcus aureus* и отличить его от других стафилококков

Латексные тесты **BD Streptocard™** позволяют определить стрептококки групп А, В, С, G и F в культуре клеток



Готовые тест-системы для идентификации микроорганизмов

BD Enterotube™ II – готовая к использованию тест-система для бесприборной биохимической идентификации *Enterobacteriaceae*. Позволяет идентифицировать **29 видов** микроорганизмов. Применяется для идентификации изолированных колоний оксидазо-неферментирующих грамотрицательных бактерий. Содержит **12 отсеков с различными средами**. Все отсеки инокулируются одновременно одним движением руки и идентифицируются через **20–24 часов инкубации**

BD Oxi/Ferm™ Tube II – готовая к использованию тест-система для биохимической идентификации грамотрицательных оксидазо-ферментирующих бактерий, **22 вида**. Содержит **12 типов сред**. Время инкубирования **48 часов**

Диски BD Sensi-Disc™

Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам **BD Sensi-Disc™** – это:

- Более 100 тестируемых антибиотиков различной концентрации
- Постоянное расширение спектра продукции (дисков) за счет новых препаратов
- Экономически эффективный метод определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
- Удобные в использовании диспенсеры для нанесения дисков: 1, 6, 8 или 12 дисков одновременно
- Высокое качество и надежность дисков
- Специальные диски для идентификации бактерий, продуцирующих β-лактамазы – подтверждение ESBL (β-лактамаз расширенного спектра) в полном соответствии со стандартом CLSI




Контрольные штаммы BD Microtrol™

Контрольные штаммы микроорганизмов **BD Microtrol™** американской коллекции штаммов (ATCC и NCTC)

- Оптимальный спектр микроорганизмов и штаммов
- Простота использования и хранения (необходимо хранить при -20°C – +4°C для большинства микроорганизмов)
- Гарантированная стабильность препарата





Реагенты для окраски микроорганизмов

212539	1	Gram Stain Kit (Stabilized)
Набор реагентов для окраски по Граму (стабилизированный) В отличие от классической методики окраски по Граму, набор содержит более стабильный реагент йодистого калия (комплекс L-поливинилпирролидин-йодин). <i>Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):</i> - Грам кристаллический фиолетовый; - Раствор йодистого калия (стабилизированный); - Обесцвечивающий раствор; - Грам сафранин.		
212524	1	Gram Stain Kit (Unstabilized)
Набор реагентов для окраски по Граму (нестабилизированный) <i>Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):</i> - Грам кристаллический фиолетовый; - Раствор йодистого калия (нестабилизированный); - Обесцвечивающий раствор; - Грам сафранин.		
212544	4x250 мл	Gram Basic Fuchsin
212545	3.8 л	Грам основной фуксин
212525	4x250 мл	Gram Crystal Violet
212526	3.8 л	Грам кристаллический фиолетовый
212527	4x250 мл	Gram Decolorizer
212528	3.8 л	Обесцвечивающий раствор
212542	4x250 мл	Gram Iodine (Stabilized)
212543	3.8 л	Раствор йодистого калия (стабилизированный) для окраски по Граму
212529	4x250 мл	Gram Iodine (Unstabilized)
212530	3.8 л	Раствор йодистого калия (нестабилизированный) для окраски по Граму
212531	4x250 мл	Gram Safranin
212532	3.8 л	Грам сафранин

Реагенты для идентификации микроорганизмов

261185	50 ампул	Indole
Капельница с индолом Модифицированный реагент Ковача для определения продуцирования индола бактериями. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		
261187	50 ампул	DMACA Indole
Капельница с индолом DMACA Реагент DMACA обеспечивает быстрое и наглядное определение продуцирования индола бактериями. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		

261181	50 ампул	Oxidase
Капельница с оксидазой Для проведения оксидазного теста Ковача. Позволяет идентифицировать неферментирующие и смешанные грамотрицательные бактерии. Тест основан на продуцировании фермента индофенол оксидазы, в присутствии которого реагент меняет цвет с желтого на темно-фиолетовый. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		
261203	50 ампул	Catalase
Капельница с каталазой Реагент для определения каталазной активности бактерий. Фермент каталаза присутствует в большинстве аэробных и факультативно-анаэробных бактерий за исключением стрептококков и энтерококков. Содержит 3% раствор пероксида водорода со стабилизатором.		
261204*	50 ампул	Methylene Blue Loeffler
Капельница с метиленовым синим Леффлера Используется для предварительной идентификации <i>Corynebacterium diphtheriae</i> и как дополнение к окраске по Граму (особенно для грамотрицательных бактерий, таких как <i>Haemophilus influenzae</i> и <i>Neisseria species</i>).		
261182	50 ампул	Acridine Orange
Капельница с акридином оранжевым для окрашивания мазков Используется для окраски мазков для анализа методом флуоресцентной микроскопии. Каждая капельница содержит достаточное количество реагента для окраски одного мазка (0.5 мл).		
261190*	50 ампул	Ferric Chloride
Капельница с хлоридом железа Используется для дифференциации микроорганизмов, способных дезаминировать фенилаланин до фенилпировиноградной кислоты. Большинство представителей <i>Proteus</i> и <i>Providencia</i> положительны, тогда как большинство <i>Escherichia</i> и <i>Citrobacter species</i> отрицательны. Каждая капельница содержит 0.5 мл 10% водного раствора хлорида железа.		
261191*	50 ампул	10 % Potassium Hydroxide
Капельница с 10% гидроксидом калия Используется для выявления грибковой флоры в мазках. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.		
261196*	50 ампул	PYR
Капельница с реагентом ПИР Используется для выявления бактерий, продуцирующих пирролидонил пептидазу. Позволяет предварительно идентифицировать бета-гемолитические стрептококки группы А и энтерококки группы D. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента.		
261192*	50 ампул	Voges-Proskauer A
Капельница с реагентом Фогеса - Проскауэра А Используется для проведения теста Фогеса-Проскауэра для дифференциации представителей <i>Enterobacteriaceae</i> . Каждая ампула содержит 0.5 мл 5% спиртового раствора альфа-нафтола.		
261193*	50 ампул	Voges-Proskauer B
Капельница с реагентом Фогеса - Проскауэра В Используется для проведения теста Фогеса-Проскауэра для дифференциации представителей <i>Enterobacteriaceae</i> . Каждая ампула содержит 0.5 мл 40% водного раствора гидроксида калия.		

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.



240658*	10x3 мл	Coagulase Plasma
240661*	10x15 мл	Плазма кроличья для проведения коагулазного теста Плазма кроличья, лиофилизированная, с 0.85% цитрата натрия и 0.85% хлорида натрия. Используется для определения патогенных стафилококков (<i>Staphylococcus aureus</i>). Для одного теста необходимо 0.5 мл восстановленной плазмы.
240827	10x3 мл	Coagulase Plasma with EDTA
240826	10x15 мл	Плазма кроличья с ЭДТА для проведения коагулазного теста Плазма кроличья, лиофилизированная, с 0.15% ЭДТА и 0.85% хлорида натрия. Используется для определения патогенных стафилококков (<i>Staphylococcus aureus</i>). Для одного теста необходимо 0.5 мл восстановленной плазмы.
240680	10x25 мл	

Слайды с реагентами BD DrySlide™

231748*	75 слайдов	BD DrySlide™ - Indole Тест BD ДрайСлайд на индол Используется для проведения теста на индол. Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.
231749*	25 слайдов	BD DrySlide™ - Nitrocefin Тест BD ДрайСлайд с нитроцефином Используется для быстрого определения β-лактамазной активности бактерий. Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.
231746*	75 слайдов	BD DrySlide™ - Oxidase Тест BD ДрайСлайд на оксидазу Используется для проведения оксидазного теста (наличие цитохрома С в бактериях). Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.
231747*	15 слайдов	BD DrySlide™ - PYR Kit Набор BD ДрайСлайд ПИР Используется для предварительной идентификации стрептококков группы А и энтерококков. <i>Содержит:</i> - 15 одноразовых слайдов (четыре поля на каждом) - 15 капелек с окрашивающим реагентом (по 0.5 мл).

Диски и полоски с реагентами BD Тахо™

231651*	1 набор	BD Тахо™ - Anaerobe Disc Set Набор дисков BD Таксо для идентификации анаэробов Используется для предварительной идентификации грамотрицательных анаэробных бактерий. Тест основан на разнице в чувствительности бактерий к антимикробным препаратам. Этот тест не используется в терапевтических целях. <i>Состав набора (каждого по 1 картриджу на 50 дисков):</i> - BD Таксо Канамицин 1 мг К; - BD Таксо Рифампин 15 мг RA; - BD Сенси-Диск Пенициллин 2 единицы P-2; - BD Сенси-Диск Ванкомицин 5 мг VA-5; - BD Сенси-Диск Колистин 10 мг CL-10.
231650	50 дисков	BD Cefinase™ Paper Disc (1/4") Бумажные диски с цефиназой Бумажные диски пропитанные нитроцефином используются для обнаружения β-лактамаз. Тестируются изолированные колонии <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> и анаэробных бактерий на β-лактамазную активность.



231040*	50 дисков	BD Taxo™ - A Discs
231041*	6x50 дисков	Диски BD Таксо А с бацитрацином
231552*	10x50 дисков	Используются для предварительной идентификации бета-гемолитических стрептококков группы А, основанной на чувствительности к низкой концентрации бацитрацина. Диски предназначены для использования с чистой культурой.
231562*	50 дисков	BD Taxo™ - Kanamycin Discs
		Диски BD Таксо с канамицином Для дифференциации грамотрицательных анаэробных бактерий. Содержат 1 мг канамицина.
231045*	6x50 дисков	BD Taxo™ - N Discs
		Диски BD Таксо N Для определения оксидазо-продуцирующих микроорганизмов. Могут использоваться для предварительной дифференциации рода <i>Neisseria</i> от других грамотрицательных кокков и представителей рода <i>Pseudomonas</i> от энтеробактерий.
231734*	50 дисков	BD Taxo™ - Nitrate Discs
		Диски BD Таксо нитратные Для определения нитрат-редуктазной активности анаэробов.
231750*	50 дисков	BD Taxo™ - Novobiocin Discs
		Диски BD Таксо с новобиоцином Для дифференциации коагулазо-отрицательных стафилококков (таких как <i>Staphylococcus saprophyticus</i>), основанной на устойчивости к новобиоцину. Содержат 5 мг новобиоцина.
231248*	50 дисков	BD Taxo™ - ONPG Discs
		Диски BD Таксо ONPG Для выявления микроорганизмов, ферментирующих лактозу.
231046*	50 дисков	BD Taxo™ - P Discs
231047*	6x50 дисков	Диски BD Таксо Р с оптохином
231048*	50 дисков	Для дифференциации пневмококков от других альфа-гемолитических стрептококков (<i>Streptococcus pneumoniae</i>).
231554*	10x50 дисков	
231726*	50 дисков	BD Taxo™ - SPS Discs
		Диски BD Таксо SPS Содержат полианетолсульфонат натрия. Для предварительной идентификации <i>Peptostreptococcus anaerobius</i> и <i>Gardnerella vaginalis</i> .
231737*	50 дисков	BD Taxo™ - Urea Discs
		Диски BD Таксо с мочевиной Для обнаружения организмов, продуцирующих уреазу. Бумажные диски от желтого до бледно-оранжевого цвета.
231108*	50 полосок	BD Taxo™ - V Factor Strips
231109*	6x50 полосок	Полоски BD Таксо с фактором V Диски и полоски, пропитанные факторами V, X или смесью V и X позволяют выявлять и дифференцировать <i>Haemophilus species</i> . Рост этих микроорганизмов частично зависит от наличия этих факторов.
231727*	50 дисков	BD Taxo™ - V Factor Discs
		Диски BD Таксо с фактором V Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.



231106*	50 полосок	BD Taxo™ - X Factor Strips
231107*	6x50 полосок	Полоски BD Таксо с фактором X Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .
231729*	50 дисков	BD Taxo™ - X Factor Discs
		Диски BD Таксо с фактором X Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .
231104*	50 полосок	BD Taxo™ - X and V Factor Strips
231105*	6x50 полосок	Полоски BD Таксо с фактором X и V Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .
231731*	50 дисков	BD Taxo™ - X and V Factor Discs
		Диски BD Таксо с фактором X и V Для дифференциации <i>Haemophilus species</i> .
231057*	50 дисков	BD Taxo™ - Adonitol Discs
		Диски BD Таксо с адонитолом
231059*	50 дисков	BD Taxo™ - Arabinose Discs
		Диски BD Таксо с арабинозой
231066*	6x50 дисков	BD Taxo™ Galactose Discs
		Диски BD Таксо с галактозой
231061*	50 дисков	BD Taxo™ - Dextrose Discs
		Диски BD Таксо с декстрозой
231063*	50 дисков	BD Taxo™ - Dulcitol Discs
		Диски BD Таксо с дульцитолом
231067*	50 дисков	BD Taxo™ - Inositol Discs
		Диски BD Таксо с инозитолом
231071*	50 дисков	BD Taxo™ - Lactose Discs
		Диски BD Таксо с лактозой
231075*	50 дисков	BD Taxo™ - Maltose Discs
		Диски BD Таксо с мальтозой
231077*	50 дисков	BD Taxo™ - Mannitol Discs
		Диски BD Таксо с маннитолом
231091*	50 дисков	BD Taxo™ - Rhamnose Discs
		Диски BD Таксо с рамнозой
231089*	50 дисков	BD Taxo™ - Raffinose Discs
		Диски BD Таксо с раффинозой
231098*	50 дисков	BD Taxo™ - Sucrose Discs
		Диски BD Таксо с сахарозой
231096*	50 дисков	BD Taxo™ - Sorbitol Discs
		Диски BD Таксо с сорбитолом
231100*	50 дисков	BD Taxo™ - Trehalose Discs
		Диски BD Таксо с трегалозой
231742	25 полосок	BD Taxo™ - Nitrite Test Strips
		BD Таксо нитритные тест-полоски Позволяют различить медленно растущие микобактерии (<i>M. tuberculosis</i> , <i>M. kansasii</i> и <i>M. fortuitum</i> , положительные на нитритный тест) от быстро растущих микобактерий (<i>M. bovis</i> , <i>M. avium complex</i> и <i>M. intracellulare</i> , отрицательны или слабо положительны на нитритный тест). При положительном результате полоска синееет.



231741	25 полосок	BD Taxo™ - TB Niacin Test Strips
BD Таксо ниациновые тест-полоски Ниациновый тест показывает присутствие в культуральной среде никотиновой кислоты, продуцируемой микобактериями. При положительном результате полоска желтеет.		
231735*	50 дисков	BD Taxo™ - TB Niacin Test Control
BD Таксо ниациновые контрольные диски Контрольный тест на ниацин. Диск содержит никотинамид, который дает положительный результат. Используется совместно с ниациновыми тест-полосками (кат. № 231741).		
231743	25 полосок	BD Taxo™ - INH Test Strips
BD Таксо изониазидные тест-полоски Используются для обнаружения изониазида и его метаболитов в моче. В их присутствии полоска меняет цвет на зеленый, синий или фиолетовый. Также является модифицированным ниациновым тестом и используется для определения ниацина, продуцируемого <i>M. tuberculosis</i> . Должны храниться при температуре 2-8°C.		
231736*	50 дисков	BD Taxo™ - INH Test Control
BD Таксо изониазидные контрольные диски Контрольный тест на изониазид. Пропитанный диск дает положительный результат. Используется совместно с изониазидными тест-полосками (кат. № 231743).		

Латексные тесты для быстрой идентификации патогенных микроорганизмов

252360*	30 тестов	BD Directigen™ - Meningitis Combo Test Kit
Комбинированный тест BD Директиген для раннего обнаружения возбудителей менингита Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов <i>H. influenzae</i> типа В, <i>S. pneumoniae</i> , стрептококков группы В, <i>N. meningitidis</i> групп А, В, С, Y или W135 и <i>Escherichia coli</i> K1 в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. В комплект входит полный набор реагентов и тест-карт.		
251960*	30 тестов	BD Directigen™ - S. pneumoniae Test Kit
Тест BD Директиген для определения антигенов к <i>S. pneumoniae</i> Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов <i>S. pneumoniae</i> в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).		
252260*	30 тестов	BD Directigen™ - H. influenzae type B Test Kit
Тест BD Директиген для определения антигенов к <i>H. influenzae</i> типа В Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов <i>H. influenzae</i> типа В в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).		

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.





255460*	30 тестов	BD Directigen™ - Group B Strep Test Kit Тест BD Директиген для определения антигенов стрептококков группы В Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов стрептококков группы В в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).
256391*	8 мл	BD Directigen™ - Meningitis Specimen Buffer Буферный раствор BD Директиген для образцов Буферный раствор для использования с наборами (кат. № 252360, 251960, 252260, 255460). Входит в состав набора (кат. № 252360).
252480*	30 тестов	BD Directigen™ - Meningitis Combo Test Cards Тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита Для использования с наборами (кат. № 252360, 251960, 252260, 255460). Входит в состав набора (кат. № 252360).
256050*	30 тестов	BD Directigen™ EZ - Flu A+B Тест BD Директиген EZ для определения антигенов вируса гриппа типа А и В Быстрый хроматографический иммунологический дифференциальный тест на антигены вируса гриппа типов А и В в клинических образцах.
256030*	30 тестов	BD Directigen™ EZ - RSV Test Kit Тест BD Директиген EZ для определения антигена респираторно-синцициального вируса Быстрый хроматографический иммунологический тест на антигены респираторно-синцициального вируса в клинических образцах.
240950*	50 тестов	BD Streptocard™ - Enzyme Latex Test Kit Набор BD Стрептокард для ферментативного латексного анализа Тест на основе латекс-агглютинации для идентификации стрептококков групп А, В, С, F и G по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических и негемолитических стрептококков.
240951*	50 тестов	BD Streptocard™ - Acid Latex Test Kit Набор BD Стрептокард для кислотного латексного анализа Используется для идентификации стрептококков групп А, В, С, F и G по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических стрептококков.
240961	2.5 мл	BD Streptocard™ - Group B Latex Reagent BD Стрептокард латексный реагент группы В Используется для идентификации стрептококков группы В по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических стрептококков.
240952*	100 тестов	BD Staphyloslide™ - Latex Test Kit Набор BD Стафилослайд для латексного анализа Тест на основе латекс-агглютинации для дифференциации стафилококков, содержащих фактор агрегации и/или белок А, обычно присутствующий у <i>Staphylococcus aureus</i> , от стафилококков, не содержащих этого фактора.

Готовые тест-системы для идентификации микроорганизмов


273176	25 тестов	BD Enterotube™ II Среда поликомпонентная BD Энтеротьюб II Используется для идентификации <i>Enterobacteriaceae</i> (29 видов).
--------	-----------	---

212116	25 тестов	BD Oxi/Ferm™ Tube II
Среда поликомпонентная BD Окси/Ферм Тьюб II Используется для идентификации грамотрицательных оксидазо-ферментирующих бактерий (22 вида).		

Диски с антимикробными препаратами и диспенсеры BD Sensi-Disc™

260457	1	BD Sensi-Disc™ - Single Disc Dispenser
Диспенсер для одного картриджа Рекомендуется для постановки единичных биохимических тестов и тестов на чувствительность к антимикробным препаратам. Заменяет процедуру постановки теста с помощью стерильного пинцета.		
260661	1	BD Sensi-Disc™ - 6-Place Dispenser
Диспенсер для 6 картриджей Позволяет одновременно наносить до 6 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ или дисков BD Тахо™ на чашку диаметром 100 мм.		
260660	1	BD Sensi-Disc™ - 8-Place Dispenser
Диспенсер для 8 картриджей Позволяет одновременно наносить до 8 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ или дисков BD Тахо™ на чашку диаметром 100 мм.		
260640	1	BD Sensi-Disc™ - Designer Dispenser System
Сенси-Диск Диспенсер Дизайнер систем Позволяет одновременно наносить до 12 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ на чашку диаметром 150 мм.		
231682	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azithromycin, 15 µg (AZM-15)
Азитромицин AZM-15		
254749	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azlocillin, 30 µg (AZ-30)
Азлоциллин AZ-30		
231625	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azlocillin, 75 µg (AZ-75)
Азлоциллин AZ-75		
231641	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Aztreonam, 30 µg (ATM-30)
Азтреонам ATM-30		
231639*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amdinocillin, 10 µg (AMD-10)
Амдиноциллин AMD-10		
254744	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amikacin, 10 µg (AN-10)
Амикацин AN-10		
231597	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amikacin, 30 µg (AN-30)
254703	50 дисков	Амикацин AN-30
291370	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amoxicillin, 10 µg (AMX-10)
Амоксициллин AMX-10		
295306	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amoxicillin, 25 µg (AMX-25)
254741	50 дисков	Амоксициллин AMX-25

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.







231629	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Augmentin (AMC-30)
254718	50 дисков	Аугментин / Амоксициллин 20 мг с Клавулановой Кислотой 10 мг AMC-30
231263	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 2µg (AM-2)
		Ампициллин AM-2
231264	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 10 µg (AM-10)
254727	50 дисков	Ампициллин AM-10
291269	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 25 µg (AM-25)
254739	50 дисков	Ампициллин AM-25
231660	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin/Sulbactam (SAM-20)
		Ампициллин с Сульбактамом 10/10 SAM-20
231267	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Bacitracin, 2 units (B-2)
		Бацитрацин B-2
231268	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Bacitracin, 10 units (B-10)
254750	50 дисков	Бацитрацин B-10
231352	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Vancomycin, 5 µg (VA-5)
		Ванкомицин VA-5
231353	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Vancomycin, 30 µg (VA-30)
254858	50 дисков	Ванкомицин VA-30
232202*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Voriconazole, 1 ug (VOR-1)
		Вориконазол VOR-1
231760*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gatifloxacin, 5 µg (GAT-5)
		Гатифлоксацин GAT-5
231299	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gentamicin, 10 µg (GM-10)
254726	50 дисков	Гентамицин GM-10
231693	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gentamicin, 120 µg (GM-120)
		Гентамицин GM-120
232116	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Dalfopristin/Quinupristin (Synercid), 15 µg (SYN-15)
		Дальфопристин/Куинупристин (Синерцид) SYN-15
231286	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Doxycycline, 30 µg (D-30)
		Доксициклин D-30
232219*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Doripenem, 10 µg (DOR-10)
		Дорипенем DOR-10
231571	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 1 µg (INH-1)
		Изониазид INH-1
231572	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 5 µg (INH-5)
		Изониазид INH-5
231645	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Imipenem, 10 µg (IPM-10)
254797	50 дисков	Имипенем IPM-10

231301	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Kanamycin, 30 µg (K-30)
254799	50 дисков	Канамицин К-30
231555	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Carbenicillin, 100 µg (CB-100)
		Карбенициллин CB-100
231678	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Clarithromycin, 15 µg (CLR-15)
		Кларитромицин CLR-15
231275	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Clindamycin, 2 µg (CC-2)
254752	50 дисков	Клиндамицин CC-2
231276*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cloxacillin, 1 µg (CX-1)
		Клоксациллин CX-1
231278	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Colistin, 10 µg (CL-10)
254766	50 дисков	Колистин CL-10
291309	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Colistin, 25 µg (CL-25)
		Колистин CL-25
231706	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Levofloxacin, 5 µg (LVL-5)
231705	50 дисков	Левофлоксацин LVL-5
232184	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Linezolid, 10 µg (LZD-10)
		Линезолид LZD-10
231761	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Linezolid, 30 µg (LZD-30)
		Линезолид LZD-30
231302	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Lincomycin, 2 µg (L-2)
		Линкомицин L-2
231686	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Lomefloxacin, 10 µg (LOM-10)
		Ломефлоксацин LOM-10
231615	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mezlocillin, 75 µg (MZ-75)
		Мезлоциллин MZ-75
231704	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Meropenem, 10 µg (MEM-10)
254882	50 дисков	Меропенем MEM-10
231605	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Metronidazole, 80 µg (MET-80)
254802	50 дисков	Метронидазол MET-80
232149*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mecillinam, 10 µg (MEC-10)
		Мециллинам MEC-10
231251	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Minocycline, 30 µg (MI-30)
		Миноциклин MI-30
231611	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Moxalactam, 30 µg (MOX-30)
		Моксалактам MOX-30

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.






231758	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Moxifloxacin, 5 µg (MXF-5)
231757	50 дисков	Моксифлоксацин MXF-5
291280	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mupirocin, 5 µg (MUP-5)
		Мупирицин MUP-5
232097	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mupirocin, 200 µg (MUP-200)
		Мупирицин MUP-200
231311	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nalidixic Acid, 30 µg (NA-30)
254730	50 дисков	Налидиксовая Кислота NA-30
231309*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nafcillin, 1 µg (NF-1)
		Нафциллин NF-1
231312	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Neomycin, 5 µg (N-5)
		Неомицин N-5
231313	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Neomycin, 30 µg (N-30)
254808	50 дисков	Неомицин N-30
231603	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Netilmicin, 30 µg (NET-30)
254710	50 дисков	Нетилмицин NET-30
291282	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 50 µg (FM-50)
		Нитрофурантоин FM-50
231292	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 100 µg (FM-100)
		Нитрофурантоин FM-100
295339	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 200 µg (FM-200)
		Нитрофурантоин FM-200
231293	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 300 µg (FM-300)
254702	50 дисков	Нитрофурантоин FM-300
254855*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin 300 µg + Sulfafiazine 100 µg (FM-300/SD-100)
		Нитрофурантоин с Сульфафиазином 300/100 FM-300/SD-100
231314	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Novobiocin, 5 µg (NB-5)
254881	50 дисков	Новобиоцин NB-5
231315	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Novobiocin, 30 µg (NB-30)
		Новобиоцин NB-30
231647	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Norfloxacin, 10 µg (NOR-10)
254719	50 дисков	Норфлоксацин NOR-10
231319	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxacillin, 1 µg (OX-1)
254822	50 дисков	Оксациллин OX-1
254823	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxacillin, 5 µg (OX-5)
		Оксациллин OX-5

231342	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxytetracycline, 30 µg (T-30) Окситетрациклин Т-30
232016	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oleandomycin, 15 µg (OL-15)
254821	50 дисков	Олеандомицин OL-15
231672	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ofloxacin, 5 µg (OFX-5)
254819	50 дисков	Офлоксацин OFX-5
231320	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Penicillin, 2 units (P-2) Пенициллин Р-2
231321	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Penicillin, 10 units (P-10)
254708	50 дисков	Пенициллин Р-10
291028	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Pefloxacin, 5 µg (PEF-5) Пефлоксацин PEF-5
254700	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Pipemidic Acid, 20 µg (PI-20) Пипемидиевая Кислота PI-20
231609	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Piperacillin, 100 µg (PIP-100)
254712	50 дисков	Пиперацillin PIP-100
231692	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Piperacillin 100 µg + Tazobactam 10 µg (PIP-100/TAZ-10) Пиперацillin с Тазобактамом PIP-100/TAZ-10
231324	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Polymyxin B, 300 units (PB-300)
254828	50 дисков	Полимиксин Б PB-300
231544	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampin, 5 µg (RA-5) Рифампин RA-5
231578	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampin, 25 µg (RA-25) Рифампин RA-25
291287	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampicin, 2 µg (RA-2) Рифампицин RA-2
295042	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampicin, 30 µg (RA-30) Рифампицин RA-30
231637*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Spectinomycin, 100 µg (SPT-100) Спектиномицин SPT-100
291062	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Spiramicin, 100 µg (SP-100) Спирамицин SP-100
231328	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 10 µg (S-10) Стрептомицин S-10
231570	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 50 µg (S-50) Стрептомицин S-50

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.





231694	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 300 µg (S-300) Стрептомицин S-300
254875	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulbactam 30 µg with Cefoperazone 75 µg (SCP-105) Сульбактам с Цефоперазоном 30/75 SCP-105
231337*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulfathiazole, 0.25 µg (ST-0.25) Сульфатиазол ST-0.25
231296	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulfisoxazole, 25 µg (G-25) Сульфизоксазол G-25
291311	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Teicoplanin, 30 µg (TEC-30) Тейкопланин TEC-30
232226*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Telavancin, 30 µg (TLV-30) Телаванцин TLV-30
266647*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Telithromycin, 15 µg (TEL-15) Телитромицин TEL-15
291034*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Temocillin, 30 µg (TEM-30) Темоциллин TEM-30
231343	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tetracycline, 5 µg (TE-5) Тетрациклин TE-5
231344	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tetracycline, 30 µg (TE-30)
254728	50 дисков	Тетрациклин TE-30
232208*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tigecycline, 15 µg (TGC-15)
232087*	50 дисков	Тигециклин TGC-15
231619	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ticarcillin, 75 µg (TIC-75) Тикарциллин TIC-75
231649	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ticarcillin with Clavulanic Acid (Timentin), 85 µg (TIM-85) Тикарциллин с Клавулановой Кислотой 75/10 (Тиментин) TIM-85
231569	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tobramycin, 10 µg (NN-10)
254815	50 дисков	Тобрамицин NN-10
296398	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 1.25 µg (TR-1.25) Триметоприм TR-1.25
291037	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 2.5 µg (TR-2.5) Триметоприм TR-2.5
231601	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 5 µg (TMP-5)
254714	50 дисков	Триметоприм TMP-5
231539	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim 1.25 µg + Sulfamethoxazol 23.75 µg (Cotrimoxazol) (SXT)
254729	50 дисков	Триметоприм с Сульфаметоксазолом (Котримоксазол) 1,25/23,75 SXT

232201*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fluconazole, 25 µg (FCA-25) Флуконазол FCA-25
254788	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fosfomycin, 50 µg (FF-50)
296589	10x50 дисков	Фосфомицин FF-50
231709	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fosfomycin, 200 µg (FOS-200) Фосфомицин FOS-200
291277	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fusidic Acid, 10 µg (FA-10)
254785	50 дисков	Фузидиевая Кислота FA-10
230809	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Furazolidone, 100 µg (FX-100) Фуразолидон FX-100
231274	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Chloramphenicol, 30 µg (C-30)
254725	50 дисков	Хлорамфеникол C-30
254758*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefadroxyl, 30 µg (CFR-30) Цефадроксил CFR-30
231593	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefazolin, 30 µg (CZ-30)
254734	50 дисков	Цефазолин CZ-30
231653	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefaclor, 30 µg (CEC-30)
254755	50 дисков	Цефаклор CEC-30
231595	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefamandole, 30 µg (MA-30) Цефамандол MA-30
231271	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cephalothin, 30 µg (CF-30)
254704	50 дисков	Цефалотин CF-30
231713*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefdinir, 5 µg (CDR-5) Цефдинир CDR-5
231696	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefepime, 30 µg (FEP-30)
254893	50 дисков	Цефепим FEP-30
231664	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefixime, 5 µg (CFM-5) Цефиксим CFM-5
231591	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoxitin, 30 µg (FOX-30)
254711	50 дисков	Цефокситин FOX-30
231643*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefonicid, 30 µg (CID-30) Цефоницид CID-30
254715	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoperazone, 30 µg (CFP-30) Цефоперазон CFP-30

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.





231613	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoperazone, 75 µg (CFP-75) Цефоперазон CFP-75
231607	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotaxime, 30 µg (CTX-30)
254713	50 дисков	Цефотаксим CTX-30 ESBL – диск.
231752	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotaxime 30 µg with Clavulanic Acid 10 µg (CTX-30/CLA-10)
231751	50 дисков	Цефотаксим 30 мкг с Клавулановой Кислотой 10 мкг CTX-30/CLA-10 ESBL – диск.
231656	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotetan, 30 µg (CTT-30) Цефотетан CTT-30
254762*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotiam, 30 µg (CFT-30) Цефотиам CFT-30
232043*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefpirome, 30 µg (CPO-30) Цефпиром CPO-30
231674*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefpodoxime, 10 µg (CPD-10) Цефподоксим CPD-10
231684*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefprozil, 30 µg (CPR-30) Цефпрозил CPR-30
296986*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cephadrine, 30 µg (CH-30) Цефрадин CH-30
254760*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefsulodin, 30 µg (CFS-30) Цефсулодин CFS-30
231633	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftazidime, 30 µg (CAZ-30)
254878	50 дисков	Цефтазидим CAZ-30 ESBL – диск.
231754	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftazidime 30 µg with Clavulanic Acid 20 µg (CAZ-30/CLA-10)
231753	50 дисков	Цефтазидим с Клавулановой Кислотой CAZ-30/CLA-10 ESBL – диск.
231623*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftizoxime, 30 µg (ZOX-30) Цефтизоксим ZOX-30
231635	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftriaxone, 30 µg (CRO-30)
254722	50 дисков	Цефтриаксон CRO-30
231621	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefuroxime, 30 µg (CXM-30)
254775	50 дисков	Цефуросксим CXM-30
231658	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ciprofloxacin, 5 µg (CIP-5)
254724	50 дисков	Ципрофлоксацин CIP-5
231662*	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Enoxacin, 10 µg (ENX-10) Эноксацин ENX-10

231289	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Erythromycin, 2 µg (E-2) Эритромицин Е-2
231290	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Erythromycin, 15 µg (E-15)
254731	50 дисков	Эритромицин Е-15
232175	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ertapenem, 10 µg (ETP-10)
232174	50 дисков	Эртапенем ЕТР-10
231575	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethambutol, 25 µg (EM-25) Этамбутол ЕМ-25
231576	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethambutol, 50 µg (EM-50) Этамбутол ЕМ-50
231577*	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethionamide, 25 µg (EA-25) Этионамид ЕА-25

Контрольные штаммы микроорганизмов BD Microtrol™

254632*	10 дисков	BD Microtrol™ - Aeromonas hydrophila, ATCC 7966 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Aeromonas hydrophila, ATCC 7966
254652*	10 дисков	BD Microtrol™ - Aspergillus niger, ATCC 16404 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Aspergillus niger, ATCC 16404
254648	25 дисков	BD Microtrol™ - Bacillus cereus, NCTC 7464 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacillus cereus, NCTC 7464 (ATCC 10876)
254612*	25 дисков	BD Microtrol™ - Bacillus subtilis, ATCC 6633 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacillus subtilis, ATCC 6633
254627	10 дисков	BD Microtrol™ - Bacteroides fragilis, ATCC 25285 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacteroides fragilis, ATCC 25285
254645	10 дисков	BD Microtrol™ - Campylobacter jejuni, NCTC 11322 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Campylobacter jejuni, NCTC 11322 (ATCC 29428)
254611	25 дисков	BD Microtrol™ - Candida albicans, ATCC 2091 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Candida albicans, ATCC 2091
254625	25 дисков	BD Microtrol™ - Candida albicans, ATCC 10231 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Candida albicans, ATCC 10231
257461*	10 дисков	BD Microtrol™ - Citrobacter freundii, ATCC 8090 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Citrobacter freundii, ATCC 8090

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.





254628	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Clostridium perfringens</i> , ATCC 13124 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Clostridium perfringens</i>, ATCC 13124
254614	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Clostridium sporogenes</i> , ATCC 19404 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Clostridium sporogenes</i>, ATCC 19404
254609*	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterobacter aerogenes</i> , ATCC 13048 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterobacter aerogenes</i>, ATCC 13048
257464*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterobacter cloacae</i> , ATCC 23355 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterobacter cloacae</i>, ATCC 23355
254999	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 19433 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus faecalis</i>, ATCC 19433
254602	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 29212 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus faecalis</i>, ATCC 29212
257388	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus faecalis</i> , ATCC 51299 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus faecalis</i>, ATCC 51299
257462*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Enterococcus hirae</i> , ATCC 10541 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Enterococcus hirae</i>, ATCC 10541
254621	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 8739 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i>, ATCC 8739
254616	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 10536 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i>, ATCC 10536
254986	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 25922 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i>, ATCC 25922
254607	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Escherichia coli</i> , ATCC 35218 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Escherichia coli</i>, ATCC 35218
257537*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Haemophilus influenzae</i> , NCTC 8468 (ATCC 9934) Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Haemophilus influenzae</i>, NCTC 8468 (ATCC 9934)
257441	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Haemophilus influenzae</i> , ATCC 49247 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Haemophilus influenzae</i>, ATCC 49247
257463*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Klebsiella aerogenes</i> , NCTC 9528 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella aerogenes</i>, NCTC 9528

254988	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Klebsiella pneumonia</i> , ATCC 13883 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella pneumonia</i>, ATCC 13883
254656*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Klebsiella pneumoniae</i> , ATCC 700603 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Klebsiella pneumoniae</i>, ATCC 700603
254631	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 7973 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Listeria monocytogenes</i>, NCTC 7973 (ATCC 35152)
257419	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Listeria monocytogenes</i> , NCTC 11994 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Listeria monocytogenes</i>, NCTC 11994
257420	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , NCTC 8375 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, NCTC 8375 (ATCC 19424)
257551*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , NCTC 12700 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, NCTC 12700 (ATCC 49226)
257440*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Proteus mirabilis</i> , ATCC 14153 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Proteus mirabilis</i>, ATCC 14153
254991*	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Proteus vulgaris</i> , ATCC 13315 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Proteus vulgaris</i>, ATCC 13315
254623	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ATCC 9027 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, ATCC 9027
254992	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ATCC 27853 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, ATCC 27853
254651*	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Salmonella poona</i> , NCTC 4840 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Salmonella poona</i>, NCTC 4840
254993	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Salmonella typhimurium</i> , ATCC 14028 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Salmonella typhimurium</i>, ATCC 14028
257442*	10 дисков	BD Microtrol™ - <i>Serratia marcescens</i> , ATCC 8100 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Serratia marcescens</i>, ATCC 8100
254629	25 дисков	BD Microtrol™ - <i>Staphylococcus aureus</i> , ATCC 6538 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов <i>Staphylococcus aureus</i>, ATCC 6538

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.





254613	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, ATCC 6538 P Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, ATCC 6538 P
254647	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, NCTC 6571 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, NCTC 6571 (ATCC 9144)
254995	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, ATCC 25923 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, ATCC 25923
254996	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, ATCC 29213 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, ATCC 29213
257552*	10 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus (MRSA), NCTC 12493 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus (MRSA), NCTC 12493
254658*	10 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus (MRSA), ATCC 43300 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus (MRSA), ATCC 43300
254997	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus epidermidis, ATCC 12228 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus epidermidis, ATCC 12228
257444*	10 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus agalactiae, ATCC 13813 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus agalactiae, ATCC 13813
254603	25 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae, ATCC 6303 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pneumoniae, ATCC 6303
254657*	10 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae, ATCC 49619 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pneumoniae, ATCC 49619
254604	25 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pyogenes, ATCC 19615 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pyogenes, ATCC 19615
254643	25 дисков	BD Microtrol™ - Yersinia enterocolitica, ATCC 9610 Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Yersinia enterocolitica, ATCC 9610

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.

Полуавтоматическая система идентификации микроорганизмов BD Crystal™

Система идентификации микроорганизмов BD Crystal™ – удобная и практичная замена ручным методам

Система BD Crystal™ – это полуавтоматическая система идентификации микроорганизмов, являющаяся модификацией классических микробиологических методов

Панели BD Crystal™

- Панели представляют собой закрытую систему, безопасную и простую в использовании, 30 субстратов в одной панели
- Используются различные типы субстратов - модифицированные, стандартные, флуорогенные и хромогенные субстраты
- В каждом наборе содержатся все необходимые для исследования компоненты, не требуется дополнительных реагентов и масла
- Простая процедура инокулирования

Всего 5 видов наборов позволяют идентифицировать более 500 микроорганизмов!

- набор для идентификации грамположительных микроорганизмов
- набор для идентификации энтеральных и неферментирующих микроорганизмов
- набор для идентификации анаэробных микроорганизмов
- набор для идентификации нейссерий/гемофилов
- набор для быстрой идентификации грамположительных микроорганизмов (4 часа)



Культивирование


Продолжительность культивирования в зависимости от типа панели составляет 4-24 часа. Даже анаэробную панель необходимо культивировать в обычном термостате при 35-37°C **без поддержания уровня CO₂** с уровнем влажности 40-60%

Считывание панелей

Панели **BD Crystal™** можно считывать визуально с помощью устройства **BD Crystal™ Panel Viewer** или автоматически с помощью устройства **BD Crystal™ AutoReader** и программного обеспечения **BD Crystal™ MIND Software**

Одно автоматическое считывание занимает всего 10 секунд!





Панели BD Crystal™

245010	20 тестов	BD Crystal™ - Anaerobe ID Kit BD Кристал - Набор диагностический для идентификации анаэробов <i>in vitro</i> Предназначен для идентификации клинически значимых анаэробных бактерий за 4 часа. Для культивирования не требуется анаэробных условий, необходим только термостат. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре, например на анаэробном кровяном агаре CDC, кровяном агаре Brucella, кровяном агаре Columbia или кровяном агаре Шедлера. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C. Дополнительно необходимо проведение тестов на индол и каталазу. <i>Состав всех наборов BD Кристал:</i> - 20 крышек панелей с нанесенными реагентами; - 20 подложек; - 20 пробирок с посевной средой; - 2 лотка для инкубации; - 1 планшет для отчетов.
245000	20 тестов	BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit BD Кристал - Набор диагностический для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий <i>in vitro</i> Предназначен для идентификации аэробных грамотрицательных бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i> , а также наиболее часто выделяемых глюкозо-ферментирующих и неферментирующих грамотрицательных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на кровяном агаре. Допускается также использование культуры со среды МакКонки. Время культивирования составляет 18-20 часов при температуре 35-37°C. Дополнительно необходимо проведение тестов на индол и оксидазу.
245140	20 тестов	BD Crystal™ - Gram-Positive ID Kit BD Кристал - Набор диагностический для идентификации грамположительных бактерий <i>in vitro</i> Предназначен для идентификации наиболее часто выделяемых аэробных грамположительных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре. Допускается использование изолятов с некоторых селективных кровяных агаров. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин. Время культивирования составляет 18-24 часа при температуре 35-37°C.
245130	20 тестов	BD Crystal™ - Neisseria/Haemophilus ID Kit BD Кристал - Набор диагностический для идентификации нейссерий / гемофилов <i>in vitro</i> Предназначен для идентификации часто выделяемых штаммов <i>Neisseria</i> и <i>Haemophilus</i> , а также некоторых других труднокультивируемых бактерий. Для посева в панели используются изоляты с широкого спектра сред. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C.
245150	20 тестов	BD Crystal™ - Rapid Gram-Positive ID Kit BD Кристал - Набор диагностический для быстрой идентификации грамположительных бактерий <i>in vitro</i> Предназначен для быстрой идентификации наиболее часто выделяемых аэробных грамположительных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре. Допускается использование изолятов с некоторых селективных кровяных агаров. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C.
245038	10 пробирок	BD Crystal™ - Inoculum Fluid Посевная среда BD Кристал Дополнительная посевная среда для использования со всеми диагностическими наборами BD Crystal™ кроме BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit (кат. № 245000).
245029	10 пробирок	BD Crystal™ - Enteric/Stool ID Inoculum Fluid Посевная среда BD Кристал Энтеро Дополнительная посевная среда для использования с наборами BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit (кат. № 245000).

Устройства для считывания панелей BD Crystal™

245300	1	BD Crystal™ - AutoReader
Анализатор микробиологический полуавтоматический BD Кристал АвтоРидер Анализатор BD Crystal™ AutoReader вместе с программным обеспечением BD Crystal™ MIND Software предназначены для автоматического считывания панелей BD Crystal™ всех видов. Исключает субъективную интерпретацию результатов. Чтение одной панели занимает всего 10 секунд.		
	1	BD Crystal™ - MIND Software
Программное обеспечение и база данных BD Кристал MIND Поставляется вместе с анализатором BD Crystal™ - AutoReader.		
245032	1	BD Crystal™ - Panel Viewer
Устройство диагностическое <i>in vitro</i> BD Кристал Панель Вьювер для визуального определения calorиметрических показателей сравнением с эталонной панелью Используется для чтения всех панелей BD Crystal™ в ручном режиме.		
245016	1	BD Crystal™ - Color Reaction Charts
Таблицы цветовых реакций Используются для интерпретации результатов на панелях BD Crystal™ в ручном режиме.		
440910	1	BD PhoenixSpec™ - Nephelometer
Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек Используется для приготовления бактериальной суспензии. Работает от сети или аккумуляторов. Диапазон измерений 0.5-4 единицы McFarland. Для работы необходим набор калибраторов (кат. № 440911).		
440911	1 комплект	BD PhoenixSpec™ - Calibration Standards
Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек Содержит четыре стандарта: 0.25, 0.5, 1 и 4 единицы McFarland. Используется для калибровки нефелометра BD PhoenixSpec™ (кат. № 440910).		
245302	1	BD Crystal™ - Reference Panel
Референсная панель Используется для контроля качества анализатора BD Crystal™ AutoReader.		
245034	1	BD Crystal™ - Panel Viewer Longwave UV Tube
Ультрафиолетовая лампа BD Кристал Панель Вьювер Дополнительная лампа для устройства BD Crystal™ - Panel Viewer.		
245036	1	BD Crystal™ - Panel Viewer White Light Tube
Лампа белого света BD Кристал Панель Вьювер Дополнительная лампа для устройства BD Crystal™ - Panel Viewer.		



Дополнительные реагенты

261203	50 ампул	Catalase
Капельница с каталазой Реагент для определения каталазной активности бактерий, в капельницах.		
261187	50 ампул	DMACA Indole
Капельница с индолом DMACA Реагент для определения продукции индола, в капельницах.		
261181	50 ампул	Oxidase
Капельница с оксидазой Реагент для оксидазного теста, в капельницах.		



Автоматическая система идентификации микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности BD Phoenix™

BD Phoenix™ – полностью автоматизированная система для идентификации клинически значимых микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам

Система **BD Phoenix™** достоверно эффективна в отношении точности идентификации более 360 видов микроорганизмов

Система **BD Phoenix™** достоверно эффективна в отношении надежности результатов чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам

Система **BD Phoenix™** – единственная система, которая с использованием множества алгоритмов позволяет определять «отсроченную» резистентность к антибиотикам

Уникальным свойством системы **BD Phoenix™** является использование одновременно флуориметрического и колориметрического методов для идентификации микроорганизмов

Автоматизированная микробиологическая система **BD Phoenix™** содержит новейшие технологические решения для ускоренной идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам, что позволяет оптимизировать технологический цикл, сократить сроки получения результатов, при этом достигнуть высокой точности исследования

- 100 тестов одновременно (панели – только ID, только AST, комбинированные ID/AST)
- Инновационная система многокомпонентной детекции
- Точность идентификации грамотрицательных видов – 97%
- Точность идентификации грамположительных видов – 99%
- Точность идентификации грибов/дрожжей – более 95%
- Система **BDXpert™** для определения истинной МИК (содержит около 2000 комментариев, основанных на стандартах **CLSI**, **EUCAST**, **SFM**)
- Хранение панелей при комнатной температуре
- Простое обслуживание, экономия рабочего времени
- Система управления данными **BD EpiCenter™** в сочетании с **BD Phoenix™** позволяет формировать и анализировать обширные базы данных. Возможно также подключение к лабораторной информационной системе
- Четыре типа панелей – для грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, стрептококков и **грибов/дрожжей** (панель будет доступна с 2012 года)



Анализатор BD Phoenix™

448100	1	BD Phoenix™ 100 - Instrument
--------	---	------------------------------

Анализатор микробиологический BD Феникс 100

448040	1	BD Phoenix™ - Starter Kit
--------	---	---------------------------

Стартовый набор BD Феникс 100

Включает в себя:

- 5 подставок для заполнения панелей;
- 2 переносных штатива для панелей;
- 2 пипетки фиксированного объема (25 и 50 мкл);
- 960 наконечников для пипеток;
- 1 термометр;
- 4 запасных воздушных фильтра;
- 1 внешний сканер бар-кода;
- 3 кабеля;
- краткое руководство по работе с прибором.

441624	1	PX/PX AP TABLE
--------	---	----------------

Стол для анализатора BD Феникс 100

Стол усиленной конструкции для анализатора.

Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™

448030	5 шт	BD Phoenix™ - Inoculation Station
--------	------	-----------------------------------

Подставка для заполнения панелей BD Феникс

Специальная подставка для инокуляции трех панелей, имеет уклон 24°, что позволяет клеточной суспензии заполнять панель без дополнительных действий.

448020	2 шт	BD Phoenix™ - Panel Caddy
--------	------	---------------------------

Штатив переносной для панелей BD Феникс

Пластиковый штатив для переноса инокулированных панелей в анализатор, вмещает 20 панелей BD Phoenix™.

448025	1	BD Phoenix™ - 25 µl Hamilton-Pipette
--------	---	--------------------------------------

Пипетка Hamilton BD Феникс, 25 мкл

Автоматическая пипетка фиксированного объема 25 мкл, используется для переноса бактериальной суспензии при работе по стандарту 0.5 McFarland.

441132	1	BD Phoenix™ - 50 µl Hamilton-Pipette
--------	---	--------------------------------------

Пипетка Hamilton BD Феникс, 50 мкл

Автоматическая пипетка фиксированного объема 50 мкл, используется для переноса бактериальной суспензии при работе по стандарту 0.25 McFarland.

448037	1632 шт	BD Phoenix™ - Pipette Tips
--------	---------	----------------------------

Наконечники BD Феникс для пипеток

Удлиненные наконечники с аэрозольным барьером для пипеток Hamilton BD Phoenix™ (кат. № 448025 и 441132). 8 упаковок по 204 наконечника.

448028	1	BD Phoenix™ - Pipette Stand
--------	---	-----------------------------


Подставка BD Феникс для пипеток

440910	1	BD PhoenixSpec™ - Nephelometer
--------	---	--------------------------------

Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек

Используется для приготовления бактериальной суспензии. Работает от сети или аккумуляторов. Диапазон измерений 0.5-4 единицы McFarland. Для работы необходим набор калибраторов (кат. № 440911).





440911	1 комплект	BD PhoenixSpec™ - Calibration Standards
Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек Содержит четыре стандарта: 0.25, 0.5, 1 и 4 единицы McFarland. Используется для калибровки нефелометра BD PhoenixSpec™ (кат. № 440910).		
448031	200 шт	BD Phoenix™ - Panel Closure
Крышки для панелей BD Феникс Дополнительные крышки для панелей BD Phoenix™.		

Реагенты BD Phoenix™



246001	100x4.5 мл	BD Phoenix™ - ID Broth
Бульон для идентификации микроорганизмов Используется для приготовления бактериальной суспензии для идентификации микроорганизмов на анализаторе BD Phoenix™.		
246003	100x8 мл	BD Phoenix™ - AST Broth
Бульон для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам После добавления реагента-индикатора и бактериальной суспензии используется для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам на анализаторе BD Phoenix™.		
246004	10x6 мл	BD Phoenix™ - AST Indicator
Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Редокс-индикатор, добавляется к бульону для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 1 упаковки достаточно для проведения 1000 исследований.		
246007	100x8 мл	BD Phoenix™ - AST-S Broth
Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам После добавления реагента-индикатора и бактериальной суспензии используется для определения чувствительности стрептококков к антибактериальным препаратам на анализаторе BD Phoenix™.		
246009	10x5 мл	BD Phoenix™ - AST-S Indicator
Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам Редокс-индикатор, добавляется к бульону для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам. 1 упаковки достаточно для проведения 1000 исследований.		

Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамотрицательных микроорганизмов

Все панели этого типа соответствуют стандарту CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, USA) – свод стандартов и правил по проведению исследований по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и их интерпретации. Обновляются ежегодно. Также доступны аналогичные панели по стандарту EUCAST (The European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing). По вопросам их приобретения обращайтесь к поставщикам продукции.
 ** Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 69.



448767	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-82)
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)**: AN 8 - 32, SAM 4/2 - 16/8, ATM 2 - 16, CZ 4 - 16, FEP 1 - 16, SCP 0.5/8 - 32/8, CTX 1 - 32, FOX 4 - 16, CAZ 0.5 - 16, CIP 0.125 - 2, CL 1 - 4, ETP 0.5 - 4, GM 2 - 8, IPM 1 - 8, LVX 1 - 4, MEM 1 - 8, TZP 4/4 - 64/4, TE 2 - 8, SXT 1/19 - 4/76, CCX <9, CCZ <9, CPD <9, CAZ <9, CCR <9.		

448781	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-94)
--------	------------	--

Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)**:

AN 8 - 32, AMC 4/2 - 16/8, AM 4 - 16, ATM 2 - 16, FEP 1 - 16, FOX 4 - 16, CAZ 1 - 16, CRO 1 - 32, CXM 4 - 16, CF 4 - 16, CIP 0.5 - 2, CL 1 - 4, ETP 0.25 - 4, GM 2 - 8, IPM 1 - 8, LVX 1 - 4, MEM 1 - 8, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 64/4, TGC 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, CCX <9, CCZ <9, CPD <9, CAZ <9, CCR <9.

448839	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-99)
--------	------------	--

Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)**:

AN 8 - 32, AMC 4/2 - 16/8, SAM 4/2 - 16/8, ATM 2 - 16, CZ 2 - 8, FEP 1 - 16, SCP 0.5/8 - 32/8, FOX 4 - 16, CAZ 1 - 16, CIP 0.5 - 2, CL 1 - 4, ETP 0.25 - 1, GM 2 - 8, IPM 0.5 - 8, LVX 1 - 4, MEM 0.5 - 8, TZP 4/4 - 64/4, TIM 8/2 - 128/2, TGC 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, CCX <9, CCZ <9, CPD <9, CAZ <9, CCR <9.

448765	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (UNMIC/ID-83)
--------	------------	---

Реагенты на панели для идентификации возбудителей мочевых инфекций и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)**:

AN 8-32, AMC 4/2 - 16/8, SAM 4/2 - 16/8, ATM 2 - 16, CZ 4 - 16, FEP 1 - 16, SCP 0.5/8 - 32/8, FOX 4 - 16, CAZ 1 - 16, CRO 1 - 32, CXM 4 - 16, CIP 0.5 - 2, ETP 0.5 - 4, GM 2 - 8, IPM 1 - 8, MEM 1 - 8, FM 16 - 64, NOR 2 - 8, TZP 4/4 - 64/4, SXT 1/19 - 4/76, CCX <9, CCZ <9, CPD <9, CAZ <9, CCR <9.

Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамположительных микроорганизмов

Все панели этого типа соответствуют стандарту CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, USA) – свод стандартов и правил по проведению исследований по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и их интерпретации. Обновляются ежегодно. Также доступны аналогичные панели по стандарту EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

По вопросам их приобретения обращайтесь к поставщикам продукции.

448761	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Combo Panel (PMIC/ID-69)
--------	------------	--

Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)**:

AMC 1/0.5 - 4/2, AM 2 - 8, NCF, CTX 8 - 32, FOX 2 - 8, CIP 0.5 - 2, CC 0.5 - 2, DAP 1 - 4, ECC, E 0.25 - 4, FA 1 - 8, GM 2 - 8, GMS 500, IPM 2 - 8, LZD 1 - 4, MXF 0.5 - 2, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.5 - 2, TEC 1 - 16, TE 0.5 - 8, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 16.

448763	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Combo Panel (PMIC/ID-70)
--------	------------	--

Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам


Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)**:

AM 2 - 8, CZ 2 - 16, FOX 2 - 8, CC 0.25 - 2, DAP 0.5 - 4, E 0.25 - 4, GM 2 - 8, GMS 500, ECC, LVX 0.5 - 2, LZD 1 - 4, NCF, MXF 0.25 - 1, FM 16 - 64, NOR 1 - 8, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 8, SYN 0.5 - 2, RA 0.5 - 2, TEC 1 - 16, TE 0.5 - 8, SXT 1/19 - 4/76, VA 1 - 16.

** Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов:

AN – Амикацин, AMX – Амоксициллин, AMC – Амоксициллин/Клавулановая кислота, AM – Ампициллин, SAM – Ампициллин/Сульбактам, ATM – Азтреонам, CZ – Цефазолин, FEP – Цефепим, SCP – Цефоперазон/Сульбактам, CTX – Цефотаксим, FOX – Цефокситин, CAZ – Цефтазидим, CRO – Цефтриаксон, CXM – Цефуроксим, CF – Цефалотин, CIP – Ципрофлоксацин, S – Хлорамфеникол, CL – Колистин, CC – Клиндамицин, DAP – Даптомицин, E – Эритромицин, ETP – Эртапенем, FA – Фузидиевая кислота, GM – Гентамицин, GMS – Гентамицин взаимодействие, IPM – Имипенем, LVX – Левофлоксацин, LZD – Линеволид, MEM – Меропенем, MXF – Моксифлоксацин, MUH – Мупицин HL, FM – Нитрофурантион, NOR – Норфлоксацин, OX – Оксациллин, P – Пенициллин, PR – Пристинамицин, TZP – Пиперацillin/Тазобактам, SYN – Хинупристин/Дальфопристин, RA – Рифарпицин, TEC – Тейкопланин, TEL – Телитромицин, TE – Тетрациклин, TIM – Тикарциллин/Клавулановая кислота, TGC – Тигециклин, SXT – Триметоприм/Сульфаметоксазол, VA – Ванкомицин, маркеры ESBL: CCX – Цефотаксим/Клавулановая кислота, CCZ – Цефтазидим/Клавулановая кислота, CPD – Цефподоксим-проксетил, CAZ – Цефтазидим, CCR – Цефтриаксон/Клавулановая кислота.





Комбинированные панели BD Phoenix™ для стрептококков

Панель этого типа соответствует стандартам CLSI и EUCAST.

** Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 69.

448785	25 панелей	BD Phoenix™ - Streptococci Panel (SMIC/ID-11)
Реагенты на панели для идентификации стрептококков и их чувствительности к антибиотикам Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)**: AMX 0.25 - 4, FEP 0.5 - 2, CTX 0.5 - 2, CXM 0.25 - 2, C 2 - 8, CC 0.03125 - 0.5, DAP 0.25 - 1, E 0.0625 - 0.5, GMS 250 - 1000, LVX 0.5 - 4, LZD 0.5 - 4, MEM 0.125 - 2, MXF 0.25 - 2, P 0.03125 - 4, PR 0.25 - 2, TEC 1 - 4, TEL 0.0625 - 2, TE 0.5 - 4, SXT 0.5/9.5 - 2/38, VA 0.5 - 4.		



Панели BD Phoenix™ для идентификации микроорганизмов

448007	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative ID Panels (NID)
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов Позволяет идентифицировать более 160 видов грамотрицательных микроорганизмов. Проведения дополнительных тестов не требуется.		
448008	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive ID Panels (PID)
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов Позволяет идентифицировать более 145 видов грамположительных микроорганизмов. Проведения дополнительных тестов не требуется.		
448316*	25 панелей	BD Phoenix™ - Yeast ID Panels
Реагенты на панели для идентификации дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов Позволяет идентифицировать 64 вида грибов и дрожжей. Проведения дополнительных тестов не требуется.		



Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™

448984	1	THERMOMETER PANEL
Термометр		
100-1162-01	1 комплект	FILTER AIR LIGHT BAY
Воздушный фильтр		
100-1181-01	1 комплект	FILTER AIR ELECTRONICS BAY
Воздушный фильтр блока электроники		
441195	1 комплект	PHOENIX PM KIT
Феникс набор профилактического обслуживания		
447157	1	NORMALIZER PANEL 5%
Панель нормолайзера 5%		
447111	1 комплект	LABEL PANEL CARRIER
Наклейки для ячеек		

* Продукция планируется к регистрации на территории России в 2012 году.

Системы диагностики туберкулеза BD BASTEC™ MGIT™

Компания BD предлагает весь перечень продукции для диагностики туберкулеза культуральным методом, идентификации микобактерий и определения чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда

Использование автоматических анализаторов BD BASTEC™ MGIT™ 960 и BD BASTEC™ MGIT™ 320 позволяет сократить длительность протокола исследования в 3 раза

BD BASTEC™ MGIT™ 320 System

- Для небольших лабораторий
(2600 тестов в год)

BD BASTEC™ MGIT™ 960 System

- Для высокопроизводительных лабораторий
(8000 тестов в год)

Технология BD BASTEC™ MGIT™ – это:

- Полный алгоритм бактериологического обследования на туберкулез:
 - посев
 - первичная иммунохроматографическая идентификация *Mycobacterium tuberculosis complex*
 - определение лекарственной чувствительности к препаратам первого ряда, включая пирразинамид
 - определение лекарственной чувствительности к препаратам второго ряда
- Стандартизация и автоматизация всех этапов исследования
- Инструкции на русском языке
- Подключение к эпидемиологической базе обработки данных BD EpiCenter™ и TB-eXiST
- Автоматическая интерпретация результатов

BD MGIT™ TBc ID Test

Идентификационный тест BD MGIT™ TBc ID

представляет собой экспресс-метод иммунохроматографического анализа для качественного определения антигена комплекса *Mycobacterium tuberculosis* (MTbc) в пробирках BD BASTEC™ MGIT™ с положительным результатом окрашивания кислотоустойчивых штаммов

БЫСТРО: результат через 15 минут

ПРОСТО: перенести 100 мкл из положительной пробирки с жидкой средой BD BASTEC™ MGIT™ в лунку для образца

ДЕШЕВО: экономически более выгоден, чем молекулярные тесты

УНИВЕРСАЛЬНО: нет необходимости в дополнительном оборудовании

ТОЧНО: клинические исследования продемонстрировали совпадение результатов в сравнении с молекулярными тестами в 100% случаев



Тест BD MGIT™ TBc ID
основан на методе
иммунохроматографии
с определением MPT64 антигена
(фракции белка микобактерий,
выделяемой из клеток MTbc
в процессе культивирования)



Анализаторы BD BACTEC™ MGIT™

445870	1	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Mycobacterial Detection Instrument
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК MGIT 960 Автоматический анализатор для быстрого определения микобактерий в клинических образцах (кроме крови) на жидких питательных средах и постановки теста на чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Максимальная вместительность 960 пробирок или 8000 анализов/год при длительности протокола 42 дня.		
441743	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Mycobacterial Detection Instrument
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК MGIT 320 Автоматический анализатор для быстрого определения микобактерий в клинических образцах (кроме крови) на жидких питательных средах и постановки теста на чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Максимальная вместительность 320 пробирок или 2700 анализов/год при длительности протокола 42 дня. Для правильной и надежной установки анализатора необходим комплект стойки и крепления (кат. № 441680 и 441679).		
441680	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Stand
Стойка опциональная для прибора		
441679	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Anchor Kit
Приспособление для крепления прибора BD MGIT 320 Anchor Kit		
445872	1	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Temperature Control Tube
Пробирка контроля температуры Для каждого ящика анализатора BD BACTEC™ MGIT™ необходима 1 пробирка.		
445941	1 комплект	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Starter Kit
Набор для запуска AST Starter Kit Набор для запуска анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320. Включает в себя руководство пользователя, переносные штативы для пробирок BD BACTEC™ MGIT™ 2 шт, держатели пробирок для постановки тестов на чувствительность микобактерий к антибиотикам (по 16 держателей для двух и пяти пробирок, по 3 держателя для трех, четырех и восьми пробирок).		

Среды и реагенты BD BACTEC™ MGIT™

245122	100 пробирок	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Tubes 7 ml
Пробирка с модифицированной питательной средой Миддлбрук с флуоресцентным детектором Используется для культивирования микобактерий и постановки тестов на чувствительность к противотуберкулезным препаратам в автоматических анализаторах BD BACTEC™ MGIT™.		
245124	100 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Supplement Kit
Обогащительная ростовая добавка Содержит обогащительную ростовую добавку (BD BACTEC™ MGIT™ 960/320 Growth Supplement) и лиофилизированный препарат смеси антибиотиков (BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture) для улучшения роста микобактерий и подавления роста бактериальной флоры.		
240862	10x75 мл	BD MycoPrep™ Specimen Digestion/Decontamination Kit (pH 6.8)
240863	10x150 мл	Реагент для пробоподготовки и деконтаминации мокроты Набор для разжижения и деконтаминации образцов. Флакон с раствором NaOH-цитрат содержит ампулу с NALC. Набор также содержит сухую смесь реагентов для приготовления фосфатного буфера.

Идентификация *M. tuberculosis complex*

245159	25 тестов	BD MGIT™ TBc Identification Test
--------	-----------	----------------------------------

Идентификационный тест «BD MGIT TBc» для диагностики туберкулеза

Иммунохроматографический тест для быстрой идентификации *Mycobacterium tuberculosis complex* из положительных пробирок с анализаторов BD BACTEC™ MGIT™. Результат готов через 15 минут!



Определение лекарственной чувствительности на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™

245123	40 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - SIRE Kit
--------	-----------	---------------------------------

Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий

Набор реагентов для постановки теста на чувствительность к 1-му ряду антибиотиков.

SIRE = стрептомицин 1,0 мкг/мл, изониазид 0,1 мкг/мл, рифампицин 1,0 мкг/мл, этамбутол 5,0 мкг/мл.



245128	50 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Kit
--------	-----------	--------------------------------

Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий

Набор реагентов для постановки теста на чувствительность к пиразинамиду 100 мкг/мл. Необходимо использовать совместно с питательной средой (кат. № 245115).



245115	25 пробирок	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Medium
--------	-------------	-----------------------------------

Питательная среда для постановки теста на устойчивость к пиразинамиду

245116	150 тестов	BD MGIT™ OADC Enrichment
--------	------------	--------------------------

Обогатительная ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук
Обогатительная ростовая добавка для постановки теста на чувствительность ко 2-му ряду противотуберкулезных препаратов.

Дополнительные принадлежности BD BACTEC™ MGIT™

445871	17 пробирок	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Calibrators Kit
--------	-------------	--

445999	51 пробирка	Набор калибраторов для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™
--------	-------------	---

445946	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 2-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для двух пробирок

445945	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 3-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для трех пробирок

445944	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 4-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для четырех пробирок

445943	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 5-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для пяти пробирок

445993	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 8-tube AST Carrier Set
--------	-------------	---

Держатель для восьми пробирок




445942	2 штатива	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Transport Rack Штатив для переноса пробирок
445874	500 шт	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 7 ml tube Spare Barcode Labels Наклейки для считывателя штрих-кода
445873	10 шт	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Plug, Bad Station Заглушки для неисправных гнезд в приборе
444374	2	FILTER AIRSET B9240 2/PK Фильтры воздушные квадратные
445888	2	AIR FILTERS RECTANGULAR (PK/2) Фильтры воздушные прямоугольные

Дополнительные реагенты и среды

212520	1 набор	TB Stain Kit ZN Реагент-краситель для окраски мазков по Циль-Нильсену <i>Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):</i> - Реагент-краситель карболовый фуксин; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель метиленовый синий.
212517	4x250 мл	TB Decolorizer Реагент обесцвечивающий Отдельный реагент из наборов для окраски мазков по Циль-Нильсену и Киньону.
212522	1 набор	TB Stain Kit K Реагент-краситель для окраски мазков по Киньону <i>Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):</i> - Реагент-краситель карболовый фуксин KF; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель бриллиантовый зеленый K.
212519	1 набор	TB Fluorescent Stain Kit M Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков Для окраски микобактерий по методам Морзе, Блэра, Вейзера и Спроата. <i>Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):</i> - Реагент-краситель аурамин М; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель перманганат калия.
212521	1 набор	TB Fluorescent Stain Kit T Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков Для окраски микобактерий по методам Труанта, Бретта и Томаса. <i>Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):</i> - Реагент-краситель аурамин-родамин Т; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель перманганат калия.
212536	250 мл	Acridine Orange Stain
212537	4x250 мл	Реагент-краситель акридин оранжевый для окрашивания мазков Для окрашивания мазков для флуоресцентной микроскопии.
231742	25 полосок	BD Taxo™ - Nitrite Test Strips BD Таксо нитритные тест-полоски Позволяют различить медленно растущие микобактерии (<i>M. tuberculosis</i> , <i>M. kansasii</i> и <i>M. fortuitum</i> , положительны на нитритный тест) от быстро растущих микобактерий (<i>M. bovis</i> , <i>M. avium complex</i> и <i>M. intracellulare</i> , отрицательны или слабо положительны на нитритный тест). При положительном результате полоска синее.
231741	25 полосок	BD Taxo™ - TB Niacin Test Strips BD Таксо ниациновые тест-полоски Ниациновый тест показывает присутствие в культуральной среде никотиновой кислоты, продуцируемой микобактериями. При положительном результате полоска желтеет.




231735	50 дисков	BD Taxo™ - TB Niacin Test Control
BD Таксо ниациновые контрольные диски Контрольный тест на ниацин. Полоска содержит никотинамид, который дает положительный результат. Используется совместно с ниациновыми тест-полосками (кат. № 231741).		
231743	25 полосок	BD Taxo™ - INH Test Strips
BD Таксо изониазидные тест-полоски Используются для обнаружения изониазида и его метаболитов в моче. В их присутствии полоска меняет цвет на зеленый, синий или фиолетовый. Также является модифицированным ниациновым тестом и используется для определения ниацина, продуцируемого <i>M. tuberculosis</i> . Должны храниться при температуре 2-8°C.		
231736	50 дисков	BD Taxo™ - INH Test Control
BD Таксо изониазидные контрольные диски Контрольный тест на изониазид. Пропитанный диск дает положительный результат. Используется совместно с изониазидными тест-полосками (кат. № 231743).		
244420	500 г	Lowenstein Medium Base
Основа для приготовления среды Левенштейн Среда для культивирования микобактерий. Может быть использована с глицерином для приготовления яичной среды.		
262710	500 г	Middlebrook 7H10 Agar
Агар Миддлбрук 7H10 Для выделения, культивирования и постановки теста на чувствительность микобактерий. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 211886, 212240, 212351) и глицерином.		
212203	500 г	Middlebrook 7H11 Agar Base
Основа для приготовления среды Миддлбрук в модификации 7H11 Для выделения и культивирования микобактерий, особенно <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , из клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 211886, 212240, 212351) и глицерином.		
271310	500 г	Middlebrook 7H9 Broth
Бульон Миддлбрук в модификации 7H9 Для культивирования микобактерий и приготовления суспензии для постановки анализа на антибиотикочувствительность. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой Миддлбрук (кат. № 211887, 212352) и глицерином или Твином 80.		
211887	10x20 мл тип А	Middlebrook ADC Enrichment
212352	6x100 мл	Обогатительная ростовая добавка Миддлбрук Добавляется к бульону Миддлбрук в модификации 7H9 (кат. № 271310).
211886	10x20 мл тип А	Middlebrook OADC Enrichment
212240	6x100 мл	Обогатительная ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук Добавляется к основе для приготовления среды Миддлбрук в модификациях 7H10 (кат. № 262710) и 7H11 (кат. № 212203).
212351	500 мл	
220908	10 слайдов тип А	Loewenstein-Jensen Medium
220909	100 слайдов тип А	Слайды со средой Левенштейн-Йенсен Готовая среда, используется для полукачественного каталазного теста.
221387	10 слайдов тип С	
221388	100 слайдов тип С	
220501	10 пробирок тип А	Loewenstein-Jensen Medium with Glycerol and PACT
220502	100 пробирок тип А	Среда Левенштейн-Йенсен ПАКТ Селективная готовая среда с глицерином и ПАКТ (полимиксин, амфотерицин, карбенициллин, триметоприм) используется для культивирования микобактерий, особенно <i>M. tuberculosis</i> .



BD EpiCenter™ – программное обеспечение для управления данными клинических исследований

BD EpiCenter™ Весь мир информационных технологий в одной базе данных



Программное обеспечение **BD EpiCenter™** – это оптимальное решение для управления данными клинических исследований с учетом повседневных потребностей микробиологической лаборатории. Эта система разработана для одновременного управления данными, получаемыми в автоматическом режиме с приборов **BD BACTEC™ FX**, **BD BACTEC™ MGIT™ 960** и **BD BACTEC™ MGIT™ 320**, **BD Phoenix™ 100**, а также для обработки результатов **рутинных исследований**, проводимых в лаборатории

BD EpiCenter™ позволяет:

- Консолидировать и обрабатывать все результаты анализов микробиологической лаборатории, в том числе полученные ручными методами
- Получать информацию о результатах анализов с других приборов посредством подключения к Лабораторной Информационной Системе (ЛИС) и передавать в ЛИС данные с приборов BD
- Автоматически загружать демографические данные пациентов при использовании ЛИС
- Минимизировать ошибки при вводе данных при использовании системы сканирования штрих-кодов
- Незамедлительно уведомлять персонал лаборатории и врачей о получении важных результатов исследований (звуковое оповещение, СМС, электронное письмо)
- Легко и быстро получать аналитические, статистические и эпидемиологические отчеты – **более 100** предустановленных шаблонов отчетов
- Долгосрочно хранить данные и мгновенно получать доступ к текущим результатам исследований с момента регистрации пациента в базе данных




Дополнительные возможности BD EpiCenter™:

- Модуль **TB-eXiST** позволяет проводить постановку лекарственной чувствительности микобактерий ко 2-му ряду противотуберкулезных препаратов на анализаторах **BD BACTEC™ MGIT™ 960** и **BD BACTEC™ MGIT™ 320**
- Модуль **BD Blood Volume Monitoring Tool** (мониторинга объема крови) для анализатора **BD BACTEC™ FX** позволяет в автоматическом режиме отслеживать объем крови в каждом флаконе **BD BACTEC™** для повышения эффективности обнаружения микроорганизмов



Organism Incidence Graph




Configuration					
- LIS Parameters - LIS Field Map - Instruments - Antimicrobials - Organisms - Expert System - Patient Fields - Specimen Fields - Isolate Fields					
- Test Groups - Available Tests - New Available Test - Growth & Detection - Colectos - Manual MGIT 4 mL Tube - Moldelbrook 7H11 Medium - Микроскопия мазка по Ziehl-Neelsen - Микроскопия мазка с люминесцентным - После BACTEC MGIT 960 - После на Кровяной агар - После на Фен-2/Левентей-Йенсен - ПЛР на выявление ДНК: Mycobacteri - ПЛР на выявление ДНК: Aspergillus sp - ПЛР на выявление ДНК: Candida albican - ПЛР на выявление ДНК: МБТ из культур					
Available Tests					
Test Details Test Name: Микроскопия мазка по Ziehl-Neelsen Abbreviation: LIS Code: Reimbursement: Default Status: Под Анализом Test Type: Growth & Detection					
Test Status	Abbreviation	LIS Code	Test State	Final Result	Cont
КМ + посторонняя флора *			+		
КМ не обнаружены *			-		
КМ обнаружены + *			+		
КМ обнаружены ++ *			+		
КМ обнаружены +++ *			+		
Обнаружено: 1 КМ в 1 *			+		
Обнаружено: 10 КМ в 1 *			+		
Обнаружено: 2 КМ в 10 *			+		



BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)
441007	1	BD EpiCenter™ - Data Management System, Software BD EpiCenter™ программное обеспечение
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ & Phx Panel Updater Disk (PUD) BD EpiCenter™ & (PUD) модуль программного обеспечения



BD EpiCenter™ TB-eXiST

BD EpiCenter™ TB-eXiST – это дополнительный модуль при подключении к инструментам BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320 для постановки чувствительности к противотуберкулезным препаратам 2 ряда - автоматический мониторинг результатов, пролонгирование протокола исследований в зависимости от нужд лаборатории.

EPITBEXIST	1	BD EpiCenter™ TB-eXiST module TB-eXiST модуль для постановки антибиотиков 2 ряда Для установки требуется полный комплект BD EpiCenter™ для BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320.
441184	1 комплект	BD EpiCenter™ Barcode Printing Module Активация модуля печати штрих-кодов
257445	1 комплект	BD EpiCenter™ Barcode Printer Kit Принтер для печати штрих-кодов
257449	1	CABLE UTP 5M UTP кабель 5м
441404	12 рулонов	LARGE BARCODE LABELS Наклейки штрих-кодов – большие Размер наклеек 2" x 0.75" / 5.08 см x 1.905 см, 1500 наклеек в рулоне.



BD EpiCenter™ для анализатора BD Phoenix™ 100

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)


441007	1	BD EpiCenter™ - Data Management System, Software BD EpiCenter™ программное обеспечение
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ & Phx Panel Updater Disk (PUD) BD EpiCenter™ & (PUD) модуль программного обеспечения

BD EpiCenter™ для анализатора BD ВАСТЕС™ FX

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)
441007	1	BD EpiCenter™ - Data Management System, Software BD EpiCenter™ программное обеспечение
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ & Phx Panel Updater Disk (PUD) BD EpiCenter™ & (PUD) модуль программного обеспечения
441510	1	CD Installation Server EpiFX Package Программное обеспечение для подключения ВАСТЕС FX Server EpiFX

BD EpiCenter™ для анализаторов BD ВАСТЕС™ 9120 и BD ВАСТЕС™ 9240

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)
441007	1	BD EpiCenter™ - Data Management System, Software BD EpiCenter™ программное обеспечение
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ & Phx Panel Updater Disk (PUD) BD EpiCenter™ & (PUD) модуль программного обеспечения
256660	1	BD EpiCenter™ - UTP Cable (20 m) УТР кабель 20м
256662	1	BD EpiCenter™ - Lantastic Software Программное обеспечение Lantastic 8.01



Дополнительные модули BD EpiCenter™

EPITBEXIST	1	BD EpiCenter™ TB-eXiST module
------------	---	-------------------------------

ТВ-еХІST модуль для постановки антибиотиков 2 ряда
Для установки требуется полный комплект BD EpiCenter™
для BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320.

440887	1	BD EpiCenter™ PLUS - Activation Module
--------	---	--

Активация модуля BD Epicenter™ PLUS

Расширенные возможности редактирования, предустановленные фильтры для эпидемиологической и статистической обработки данных.

440980	1	BD EpiCenter™ EpiCARE™ (Clinical Application Rules Editor) - Open Expert System Module
--------	---	---

Активация модуля BD EpiCenter™ EpiCARE™
Функционал для полной модификации экспертной системы
и создания собственных правил.

440981	1	BD EpiCenter™ - Multi-User Module
--------	---	-----------------------------------

Активация модуля Multi-User License

Многопользовательский режим.


441184	1	BD EpiCenter™ Barcode Printing Module
--------	---	---------------------------------------

Активация модуля печати штрих-кодов

441185	1	BD EpiCenter™ Sentinel™
--------	---	-------------------------

Активация модуля BD EpiCenter™ Sentinel™

Расширенные возможности уведомления персонала лаборатории и больницы с использованием автоматической рассылки результатов по электронной почте или с помощью рассылки СМС сообщений.





Представительство компании BD в России:
123317, РФ, Москва,
Пресненская наб., 10
Блок С, этаж 7-й
Тел.: +7 (495) 775 85 82
Факс: +7 (495) 775 85 83
Сайт: www.bd.com/ru